

Agar agar BAC - Specification sheet
Agar Agar BAC - Hoja de especificaciones
Gélose agar BAC - Fiche de spécifications
Agar Agar BAC - Scheda tecnica
Agar Agar BAC - Productgegevens
Agar Agar BAC - Datenblatt

CAS : 9002-18-0

EC : 232-658-1

SPECIFICATIONS

Loss on drying	≤ 12%
Ash	≤ 5%
pH (1.5%) before autoclaving	6.0 - 7.5
pH (1.5%) after autoclaving	6.0 - 7.5
Melting range (1.5%)	85 - 90 °C
Turbidity 1.5 % Before autoclaving	≤ 8NTU
Particle size (mesh 60 ASTM)	≥ 95%
Gel point (1.5%)	34 - 38 °C
Colourimetry before autoclaving (450 nm)	≤ 0.25
Colourimetry after autoclaving (450 nm)	≤ 0.30
Turbidity 1.5 % After autoclaving	≤ 8NTU
Appearance	≤ Normal
Arsenic (As)	≤ 3ppm
Lead (Pb)	≤ 5ppm
Mercury (Hg)	≤ 1ppm
Cadmium (Cd)	≤ 1ppm
Gel strenght (Nikan method) Before autoclaving	800 - 1100g/cm ²
Gel strenght (Nikan method) After autoclaving	800 - 1100g/cm ²

Note: Material Safety Data Sheets and Certificates of Analysis are downloadable free of charge at www.labbox.com. Disclaimer: Labkem chemical products are exclusively for laboratory use and by instructed and experienced users. These chemical products may be dangerous, so please follow instructions mentioned on the Material Safety Data Sheets. Due to shipping restrictions or local/regional regulations, all products may not be available in all countries or for some customers.

Nota: Fichas de Seguridad y Certificados de Análisis disponibles gratuitamente en www.labbox.com. Atención: los productos químicos son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de usuarios debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones indicadas en la Ficha de Seguridad. Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes.

Remarque: Fiches de Sécurité et Certificats d'Analyses téléchargeables sur www.labbox.com. Attention : les produits chimiques labkem sont réservés exclusivement à un usage professionnel en laboratoire par des utilisateurs formés et qualifiés. Les produits chimiques sont dangereux, respecter les instructions contenues dans les fiches de sécurité. En raison des restrictions de transport ou de normes spéciales, certains produits chimiques peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou types de clients.

Nota: Schede di sicurezza e certificati di analisi disponibili gratuitamente su www.labbox.com. Attenzione: le sostanze chimiche sono ad uso esclusivo di laboratorio e sono riservate esclusivamente all'uso professionale da parte di utenti adeguatamente formati e qualificati. Le sostanze chimiche sono pericolose, rispettare le istruzioni riportate nella scheda di sicurezza. A causa di restrizioni di trasporto o di normative speciali applicabili, alcune sostanze chimiche potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati o per tutte le tipologie di clienti.

Anmerkung: Sicherheitsdatenblätter und Analysenachweise stehen kostenlos zum Download unter www.labbox.com zur Verfügung. Wichtiger Hinweis: Die Chemikalien sind ausschließlich für den Laborgebrauch und nur zur professionellen Nutzung durch geschultes und qualifiziertes Personal vorgesehen. Chemische Produkte können gefährlich sein, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf den Sicherheitsdatenblättern. Aufgrund von Transportbeschränkungen oder anderer jeweils gültiger Richtlinien können nicht alle chemischen Produkte auf allen Märkten oder für alle Kunden angeboten werden.

NB: Veiligheidsdocumenten en analysecertificaten zijn gratis verkrijgbaar op www.labbox.com. Let op: chemicaliën zijn uitsluitend voor laboratoriumgebruik en voorbehouden aan professioneel gebruik door opgeleide en gekwalificeerde gebruikers. Chemicaliën zijn gevaarlijk, volg daarom altijd de instructies volgens het veiligheidsdocument. Wegens vervoersbeperkingen of bijzondere toepasbare locale voorschriften is het mogelijk dat bepaalde chemicaliën niet op alle markten of voor alle soorten klanten beschikbaar zijn.