

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Embudo de seguridad (Thistle)**Descripción :** De polipropileno. Facilita la adición de líquidos a buretas y frascos de cuello estrecho

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior (mm)	Øvástago (mm)	ltotal (mm)	unidades por ref.
THIP-035-001	35	6	250	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,10	39269097	08434868060050

FOTO DEL PRODUCTO**MATERIAL****MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : Thistle funnel**Description :** Made of polypropylene. Facilitates the addition of liquids to burettes and narrow neck flasks

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	Østem (mm)	ltotal (mm)	pcs/pack
THIP-035-001	35	6	250	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,10	39269097	08434868060050

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Entonnoir de sûreté (Thistle)**Description :** En polypropylène. Pour faciliter l'ajout de liquides dans les burettes et flacons à col étroit

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	Øtige (mm)	long. totale (mm)	unités par ref.
THIP-035-001	35	6	250	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,10	39269097	08434868060050

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto di sicurezza (Thistle)**Descrizione :** In Polipropilene. Facilita l'aggiunta di liquidi alle burette e ai flaconi a collo stretto

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	Østantuffo (mm)	ltotale (mm)	unità per ref.
THIP-035-001	35	6	250	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,10	39269097	08434868060050

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Veiligheidstrechter (Thistle)****Beschrijving :** Van polypropyleen. Voor het gemakkelijk toevoegen van vloeistoffen aan buretten en flessen met een nauwe hals

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bovenØ (mm)	Østeel (mm)	ltotaal (mm)	stuks per ref.
THIP-035-001	35	6	250	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,10	39269097	08434868060050

PRODUKTFOTO**MATERIAAL****MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Sicherheitstrichter (Thistle)

Beschreibung : Aus Polypropylen. Erleichtert das Hinzugeben von Flüssigkeiten zu Büretten und Flaschen mit engem Hals.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øoben (mm)	ØStiel (mm)	Lgesamt (mm)	Stückzahl pro Artikel
THIP-035-001	35	6	250	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THIP-035-001	0,1	0,10	39269097	08434868060050

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.