

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo, PTFE**Descripción :** Químicamente resistente e inerte. Superficie interna lisa y antiadherente

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior (mm)	Øvástago (mm)	h (mm)	unidades por ref.
FPTF-050-001	52	16	84	1
FPTF-070-001	79	18	116	1
FPTF-100-001	104	22	150	1
FPTF-150-001	158	24	200	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPTF-050-001	0,125	0,02	39269097	08434868056305
FPTF-070-001	0,2	0,06	39269097	08434868056312
FPTF-100-001	0,4	0,12	39269097	08434868056329
FPTF-150-001	0,8	0,12	39269097	08434868086555

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** Funnel, PTFE**Description :** Chemically resistant and inert. Smooth, non-sticky internal surface

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	Østem (mm)	h (mm)	pcs/pack
FPTF-050-001	52	16	84	1
FPTF-070-001	79	18	116	1
FPTF-100-001	104	22	150	1
FPTF-150-001	158	24	200	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPTF-050-001	0,125	0,02	39269097	08434868056305
FPTF-070-001	0,2	0,06	39269097	08434868056312
FPTF-100-001	0,4	0,12	39269097	08434868056329
FPTF-150-001	0,8	0,12	39269097	08434868086555

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Entonnoir en PTFE**Description :** Chimiquement résistant et inerte. Surface interne lisse et antiadhésive

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	Øtige (mm)	h (mm)	unités par ref.
FPTF-050-001	52	16	84	1
FPTF-070-001	79	18	116	1
FPTF-100-001	104	22	150	1
FPTF-150-001	158	24	200	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPTF-050-001	0,125	0,02	39269097	08434868056305
FPTF-070-001	0,2	0,06	39269097	08434868056312
FPTF-100-001	0,4	0,12	39269097	08434868056329
FPTF-150-001	0,8	0,12	39269097	08434868086555

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto in PTFE**Descrizione :** Chimicamente resistente e inerte. Superficie interna liscia e antiaderente

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	Østantuffo (mm)	h (mm)	unità per ref.
FPTF-050-001	52	16	84	1
FPTF-070-001	79	18	116	1
FPTF-100-001	104	22	150	1
FPTF-150-001	158	24	200	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPTF-050-001	0,125	0,02	39269097	08434868056305
FPTF-070-001	0,2	0,06	39269097	08434868056312
FPTF-100-001	0,4	0,12	39269097	08434868056329
FPTF-150-001	0,8	0,12	39269097	08434868086555

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Trechter van PTFE**Beschrijving :** Chemisch bestendig en inert. Glad, niet-klevend binnenoppervlak

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bovenØ (mm)	Østeel (mm)	h (mm)	stuks per ref.
FPTF-050-001	52	16	84	1
FPTF-070-001	79	18	116	1
FPTF-100-001	104	22	150	1
FPTF-150-001	158	24	200	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPTF-050-001	0,125	0,02	39269097	08434868056305
FPTF-070-001	0,2	0,06	39269097	08434868056312
FPTF-100-001	0,4	0,12	39269097	08434868056329
FPTF-150-001	0,8	0,12	39269097	08434868086555


PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Trichter aus PTFE
Beschreibung : Chemisch beständig und inert. Innere Oberfläche glatt und nicht haftend.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øoben (mm)	ØStiel (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
FPTF-050-001	52	16	84	1
FPTF-070-001	79	18	116	1
FPTF-100-001	104	22	150	1
FPTF-150-001	158	24	200	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPTF-050-001	0,125	0,02	39269097	08434868056305
FPTF-070-001	0,2	0,06	39269097	08434868056312
FPTF-100-001	0,4	0,12	39269097	08434868056329
FPTF-150-001	0,8	0,12	39269097	08434868086555

PRODUKTFOTO

