

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Balanza de precisión, YPB**

Descripción : Aplicaciones: pesaje de control, cuenta piezas. Pantalla LCD. Cuerpo de plástico robusto y plato de acero inoxidable de grandes dimensiones. Altura de pies ajustable. Panel con botones integrados para prevenir la entrada de líquidos. Protección de sobrecarga. Unidades de medida ajustables. Ajuste de posición correcta mediante burbuja. Calibración externa. 110-240 V. Garantía 2 años.



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	resolución	dimensiones plato	pesa de calibración	unidades por ref.
BYPB-600-001	600 g	0,01 g	128 x 157 mm	500 g M1 (incluida)	1
BYPB-3K0-001	3000 g	0,1 g	145 x 205 mm	2000 g (no incluida)	1
BYPB-5K0-001	5000 g	0,01 g	145 x 205 mm	5000 g (no incluida)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPB-600-001	8,525	1,50	90160010	08434868083370
BYPB-3K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868083387
BYPB-5K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868095144

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** Precision balance, YPB

Description : Applications: check weighing, piece counting. LCD display. Robust plastic body and big size stainless steel pan. Adjustable height feet. Panel with integrated buttons to prevent liquid ingress. Overload protection. Selectable measure units. Bubble level for correct position adjustment. External calibration. 110-240 V. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	readability	pan size	calibration weight	pcs/pack
BYPB-600-001	600 g	0,01 g	128 x 157 mm	500 g M1 (included)	1
BYPB-3K0-001	3000 g	0,1 g	145 x 205 mm	2000 g (not included)	1
BYPB-5K0-001	5000 g	0,01 g	145 x 205 mm	5000 g (not included)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPB-600-001	8,525	1,50	90160010	08434868083370
BYPB-3K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868083387
BYPB-5K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868095144

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Balance de précision, YPB

Description : Fonction : pesage, comptage de pièces. Ecran LCD. Structure en plastique robuste et large plateau en acier inoxydable. Hauteur de pieds ajustable. Panneau avec boutons intégrés pour empêcher l'entrée de liquides. Protection contre les surcharges. Unités de mesure ajustables. Niveau à bulle pour ajustement correct de la position. Calibration externe. 110- 240 V. Garantie 2 ans.



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	résolution	dimensions plateau	poids de calibration	unités par ref.
BYPB-600-001	600 g	0,01 g	128 x 157 mm	500 g M1 (inclus)	1
BYPB-3K0-001	3000 g	0,1 g	145 x 205 mm	2000 g (non inclus)	1
BYPB-5K0-001	5000 g	0,01 g	145 x 205 mm	5000 g (non inclus)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPB-600-001	8,525	1,50	90160010	08434868083370
BYPB-3K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868083387
BYPB-5K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868095144

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bilancia di precisione, YPB

Descrizione : Applicazioni: pesata di controllo, conta pezzi. Display LCD. Robusto rivestimento in plastica e grande piatto in acciaio inox. Altezza dei piedini regolabile. Pannello con pulsanti integrati per prevenire l'ingresso di liquidi. Protezione da sovraccarico. Unità di misura regolabili. Livellazione corretta attraverso la bolla di livello. Calibrazione esterna. 110- 240 V. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	risoluzione	dimensioni piatto	peso di calibrazione	unità per ref.
BYPB-600-001	600 g	0,01 g	128 x 157 mm	500 g M1 (inclusa)	1
BYPB-3K0-001	3000 g	0,1 g	145 x 205 mm	2000 g (non inclusa)	1
BYPB-5K0-001	5000 g	0,01 g	145 x 205 mm	5000 g (non inclusa)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPB-600-001	8,525	1,50	90160010	08434868083370
BYPB-3K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868083387
BYPB-5K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868095144

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Precisieweegschaal, YPB**

Beschrijving : Toepassingen: controle weging, stuks telling. LCD-scherm. Robuuste kunststof behuizing en grote roestvrijstalen weegplaat. In hoogte verstelbare pootjes. Bedieningspaneel met geïntegreerde knoppen om het binnendringen van vloeistoffen te voorkomen. Beveiliging tegen overbelasting. Instelbare meeteenheden. Bubbelniveau voor correcte positie-instelling. Externe kalibratie. 110-240 V. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	resolutie	afmetingen plaat	kalibratiegewicht	stuks per ref.
BYPB-600-001	600 g	0,01 g	128 x 157 mm	500 g M1 (inbegrepen)	1
BYPB-3K0-001	3000 g	0,1 g	145 x 205 mm	2000 g (niet inbegrepen)	1
BYPB-5K0-001	5000 g	0,01 g	145 x 205 mm	5000 g (niet inbegrepen)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPB-600-001	8,525	1,50	90160010	08434868083370
BYPB-3K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868083387
BYPB-5K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868095144






ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Präzisionswaage, YPB

Beschreibung : Anwendungen: Kontrollwägung, Stückzählung. LCD-Display. Gehäuse aus robustem Plastik und große Wägeplatte aus Edelstahl. Höhenverstellbare Füße. Bedienfeld mit integrierten Tasten zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Überladungsschutz. Maßeinheiten einstellbar. Einstellung der korrekten Position mittels Libelle. Externe Kalibrierung. 110-240 V. Garantie 2 Jahre.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Wägebereich	Ablesbarkeit	Maße Platte	Kalibriergewicht	Stückzahl pro Artikel
BYPB-600-001	600 g	0,01 g	128 x 157 mm	500 g M1 (inbegriffen)	1
BYPB-3K0-001	3000 g	0,1 g	145 x 205 mm	2000 g (nicht inbegriffen)	1
BYPB-5K0-001	5000 g	0,01 g	145 x 205 mm	5000 g (nicht inbegriffen)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BYPB-600-001	8,525	1,50	90160010	08434868083370
BYPB-3K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868083387
BYPB-5K0-001	8,525	1,50	90160010	08434868095144

