

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Tubo de centrifuga de PP ámbar, 50 ml Premium Line

Descripción : Fondo cónico sin faldón. Adecuado para el almacenamiento criogénico a -80°C. Material libre de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Resistencia a la centrifugación: 16000 xg. Cierre hermético de HDPE. Opacos en color ámbar, 0% de transmisión de luz entre 270 – 600 nm. Banda mate de escritura. El modelo estéril lo es por radiación. Bolsa resellable. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Apto para trabajar con productos fotosensibles



Libre de DNAsa y RNAsa



Esterilizado por radiación gamma


DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
PTGP-A50-025	50 ml	no estéril	25
PTGP-AE5-025	50 ml	estéril	25
PTGP-A50-500	50 ml	no estéril	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	estéril	20 x 25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,96	0,53	39239000	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,96	0,01	39239000	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39239000	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39239000	18434868089140

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

OTROS DATOS TÉCNICOS

Specs	
Tube Diameter	29,5 ± 0,5 mm
Avg. Wall Thickness	1,25 ± 0,3 mm
Tube Height (w/cap)	114,5 ± 1,5 mm
Product Height (with cap)	116,2 ± 1,5 mm
Cap Outer Diameter	35,0 ± 0,5 mm
Tube Weight	10,4 ± 0,3 gm
Closure Weight	3,0 ± 0,3 gm
Product Unit Weight	13,4 ± 0,5 gm
Graduation Range	5 - 50 ml
Graduation Interval	2,5 ml
Maximum RCF	18000 x g

GENERAL INFORMATION

Product name : Centrifuge tube, polypropylene, amber, 50 ml Premium Line

Description : Conical bottom without skirt. Suitable for cryogenic storage at -80°C. Certified DNase, RNase and Pyrogen free. Withstands high RCF of 16000xg. Leak proof, HDPE cap. Labelling area: highly visible and solvent resistant. Amber colour and opaque, 0% light transmission between 270 – 600 nm. Sterilized by radiation. Resealable bag. Sterilization certificate included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



Autoclavability



Available in standard size and economy size



Suitable for photo-sensitive samples



DNase and RNase free



Sterile by gamma radiation


TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
PTGP-A50-025	50 ml	non-sterile	25
PTGP-AE5-025	50 ml	sterile	25
PTGP-A50-500	50 ml	non-sterile	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	sterile	20 x 25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,96	0,53	39239000	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,96	0,01	39239000	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39239000	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39239000	18434868089140

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

MORE TECHNICAL DATA

Specs	
Tube Diameter	29,5 ± 0,5 mm
Avg. Wall Thickness	1,25 ± 0,3 mm
Tube Height (w/cap)	114,5 ± 1,5 mm
Product Height (with cap)	116,2 ± 1,5 mm
Cap Outer Diameter	35,0 ± 0,5 mm
Tube Weight	10,4 ± 0,3 gm
Closure Weight	3,0 ± 0,3 gm
Product Unit Weight	13,4 ± 0,5 gm
Graduation Range	5 - 50 ml
Graduation Interval	2,5 ml
Maximum RCF	18000 x g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Tube à centrifuger, gradué, ambre, en PP, 50 ml Premium Line

Description : Fond conique sans jupe. Convient pour le stockage cryogénique à -80°C. Certifié sans DNase, RNase, non pyrogène. Résiste à une FCR élevée de 16000 xg. Étanche. Bouchon en HDPE. Zone d'étiquetage résistantes aux solvants. Opaque, de couleur ambre, 0% de transmission lumineuse entre 270 – 600 nm Le modèle stérile l'est par radiation. Sac refermable. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Pour échantillons photosensibles



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation gamma


DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
PTGP-A50-025	50 ml	non stérile	25
PTGP-AE5-025	50 ml	stérile	25
PTGP-A50-500	50 ml	non stérile	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	stérile	20 x 25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,96	0,53	39239000	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,96	0,01	39239000	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39239000	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39239000	18434868089140

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

MORE TECHNICAL DATA

Specs	
Tube Diameter	xl66
29,5 ± 0,5 mm	
Avg. Wall Thickness	xl66
1,25 ± 0,3 mm	
Tube Height (w/cap)	xl65
114,5 ± 1,5 mm	
Product Height (with cap)	xl66
116,2 ± 1,5 mm	
Cap Outer Diameter	xl66
35,0 ± 0,5 mm	
Tube Weight	xl66
10,4 ± 0,3 gm	
Closure Weight	xl66
3,0 ± 0,3 gm	
Product Unit Weight	xl66
13,4 ± 0,5 gm	
Graduation Range	xl66
5 - 50 ml	
Graduation Interval	xl66
2,5 ml	
Maximum RCF	xl66
18000 x q	

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Provetta per centrifuga in polipropilene ambrato, 50 ml Premium Line

Descrizione : Fondo conico senza base d'appoggio. Adatta allo stoccaggio criogenico a -80 °C. Materiale privo di DNase, RNase e pirogeni. Resistenza alla forza centrifuga: 16000 xg. Chiusura ermetica in HDPE. Area di scrittura con banda opaca. Colore ambrato e opaco, 0% di trasmissione della luce tra 270 e 600 nm. Il modello sterile è tale mediante irraggiamento. Sacchetto risigillabile. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)



Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Per campioni fotosensibili



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione gamma


DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
PTGP-A50-025	50 ml	non sterile	25
PTGP-AE5-025	50 ml	sterile	25
PTGP-A50-500	50 ml	non sterile	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	sterile	20 x 25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,96	0,53	39239000	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,96	0,01	39239000	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39239000	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39239000	18434868089140

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

PIÙ DATI TECNICI

[illegible]

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Centrifugebuis van amberkleurig PP, 50 ml Premium Line

Beschrijving : Conische bodem zonder rok. Geschikt voor cryogene opslag bij -80 °C. Materiaal vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Weerstand tegen centrifugeren: 16000 xg. Hermetische sluiting van HDPE. Amber ondoorzichtig, 0% lichttransmissie tussen 270 – 600 nm. Matte strook met schrijfruimte. Het steriele model is steriel door bestraling. Hersluitbare zak. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)



Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Geschikt voor fotosensitieve producten



Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door gammastraling


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
PTGP-A50-025	50 ml	niet-steriel	25
PTGP-AE5-025	50 ml	steriel	25
PTGP-A50-500	50 ml	niet-steriel	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	steriel	20 x 25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,96	0,53	39239000	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,96	0,01	39239000	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39239000	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39239000	18434868089140

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

	Specs
Tube Diameter	29,5 ± 0,5 mm
Avg. Wall Thickness	1,25 ± 0,3 mm
Tube Height (w/cap)	114,5 ± 1,5 mm
Product Height (with cap)	116,2 ± 1,5 mm
Cap Outer Diameter	35,0 ± 0,5 mm
Tube Weight	10,4 ± 0,3 gm
Closure Weight	3,0 ± 0,3 gm
Product Unit Weight	13,4 ± 0,5 gm
Graduation Range	5 - 50 ml
Graduation Interval	2,5 ml
Maximum RCF	18000 x g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Zentrifugenröhrchen aus PP, braun, 50 ml Premium Line

Beschreibung : Konischer Boden ohne Stehrand. Geeignet für die kryogene Lagerung bei -80 °C. Material DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Zentrifugierbarkeit: 16000 xg. Hermetischer HDPE-Verschluss. Opak in braun, 0 % Lichtdurchlässigkeit zwischen 270 – 600 nm. Mattes Beschriftungsfeld. Sterilisiert durch Bestrahlung. Wiederverschließbarer Beutel. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Für photosensible Proben



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Gammastrahlen


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahlpro Artikel
PTGP-A50-025	50 ml	unsteril	25
PTGP-AE5-025	50 ml	steril	25
PTGP-A50-500	50 ml	unsteril	20 x 25
PTGP-AE5-500	50 ml	steril	20 x 25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-A50-025	3,96	0,53	39239000	08434868089136
PTGP-AE5-025	3,96	0,01	39239000	08434868089143
PTGP-A50-500	0	0,00	39239000	18434868089133
PTGP-AE5-500	0	0,00	39239000	18434868089140

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Specs	
Tube Diameter	29,5 ± 0,5 mm
Avg. Wall Thickness	1,25 ± 0,3 mm
Tube Height (w/cap)	114,5 ± 1,5 mm
Product Height (with cap)	116,2 ± 1,5 mm
Cap Outer Diameter	35,0 ± 0,5 mm
Tube Weight	10,4 ± 0,3 gm
Closure Weight	3,0 ± 0,3 gm
Product Unit Weight	13,4 ± 0,5 gm
Graduation Range	5 - 50 ml
Graduation Interval	2,5 ml
Maximum RCF	18000 x g