

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético múltiple con calefacción, H10X04, 4 plazas

Descripción : Agitador magnético de alto rendimiento con 4 puestos de agitación para optimizar el espacio en el laboratorio. Temperatura regulable hasta 340 °C sobre placa. Velocidad regulable entre 200 y 1500 rpm. Capacidad por plaza: 10 L. Placas calefactoras revestidas de cerámica. Agitación y temperatura regulable en cada placa de forma independiente. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Diámetro de las placas de agitación: 4 x 135 mm. Para varillas magnéticas de hasta 40 mm. Dimensiones exteriores (L x A x H): 698 x 270 x 128 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP20. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MSTH-410-001	agitador magnético múltiple con calefacción LBX H10X04, 4 plazas, 10 L por plaza, 340 °C	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSTH-410-001	80,4812	11,90	84798200	08434868104709

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Multi-position magnetic stirrer with heating, H10X04, 4 positions

Description : High-performance magnetic stirrer with 4 stirring positions that benefits laboratory space. Temperature adjustable up to 340 °C on plate. Speed adjustable between 200 and 1500 rpm. Capacity per position: 10 L. Ceramic-coated hotplates. Stirring and temperature adjustable on each plate independently. DC brushless motor, maintenance free. Dimension of the work plates: 4 x 135 mm. For magnetic bars up to 40 mm long. External dimensions (L x W x H): 698 x 270 x 128 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP20. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive


TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MSTH-410-001	multi-position magnetic stirrer with heating LBX H10X04 series, 4 positions, 10 L per position, 340 °C	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSTH-410-001	80,4812	11,90	84798200	08434868104709

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique chauffant multipostes, H10X04, 4 postes

Description : Agitateur magnétique haute-performance avec 4 postes d'agitation permettant d'optimiser l'espace en laboratoire. Température réglable jusqu'à 340 °C sur plaque. Vitesse réglable entre 200 et 1500 rpm. Capacité par poste : 10 L. Plaques chauffantes revêtues de céramique. Agitation et température réglables sur chaque plateau indépendamment. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Dimensions des plaques d'agitation : 4 x 135 mm. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 40 mm de longueur. Dimensions extérieures (L x l x H) : 698 x 270 x 128 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP20. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MSTH-410-001	agitateur magnétique chauffant multipostes LBX H10X04, 4 postes, 10 L par poste, 340 °C	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSTH-410-001	80,4812	11,90	84798200	08434868104709

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico multiposizione con riscaldamento, H10X04, 4 postazioni

Descrizione : Agitatore magnetico ad alte prestazioni con 4 postazioni di agitazione per ottimizzare lo spazio di laboratorio. Temperatura regolabile fino a 340 °C sulla piastra. Velocità regolabile tra 200 e 1500 rpm. Capacità per postazione: 10 L. Piastre riscaldanti rivestite in ceramica. Agitazione e temperatura regolabili su ogni piastra in modo indipendente. Motore brushless, esente da manutenzione. Dimensioni delle piastre di agitazione: 4 x 135 mm. Per aste magnetiche di massimo 40 mm. Dimensioni esterne (L x l x h): 698 x 270 x 128 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado di protezione IP20. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MSTH-410-001	agitatore magnetico multiposizione con riscaldamento LBX H10X04, 4 postazioni, 10 L per postazione, 340 °C	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSTH-410-001	80,4812	11,90	84798200	08434868104709

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Meervoudige magnetische roerder met verwarming H10X04, 4 plaatsen

Beschrijving : Krachtige magneetroerder met 4 roerposities om de ruimte in het laboratorium te optimaliseren. Instelbare temperatuur tot 340 °C op de verwarmingsplaat. Regelbare snelheid tussen 200 en 1500 rpm. Capaciteit per plaats: 10 L. Keramisch gecoate verwarmingsplaten. Roersnelheid en temperatuur onafhankelijk instelbaar op elke plaat. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Afmetingen roerplaten: 4 x 135 mm. Voor magneetroerstaafjes tot 40 mm. Externe afmetingen (L x B x H): 698 x 270 x 128 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP20. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MSTH-410-001	meervoudige magnetische roerder met verwarming LBX H10X04, 4 plaatsen, 10 L per plaats, 340 °C	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSTH-410-001	80,4812	11,90	84798200	08434868104709

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mehrstellen-Magnetrührer, mit Heizung, H10X04, 4 Rührstellen

Beschreibung : Magnetrührer mit hoher Leistung und vier Rührstellen zur Platzoptimierung in Laboratorien. Temperatureinstellung bis 340 °C auf der Heizplatte. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 200 und 1500 min⁻¹. Rührmenge pro Stelle: 10 L. Keramikbeschichtete Heizplatten. Rührgeschwindigkeit und Temperatur auf jeder Platte unabhängig voneinander einstellbar. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Maße der Platten: 4 x 135 mm. Für Magnetstäbe mit einer Länge bis 40 mm. Außenmaße (L x B x H): 698 x 270 x 128 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP20. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MSTH-410-001	Mehrstellen-Heizrührer, LBX, H10X04, 4 1 Rührstellen, 10 L pro Rührstelle, 340 °C	

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MSTH-410-001	80,4812	11,90	84798200	08434868104709

PRODUKTFOTO

