

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Vinómetro

Descripción : De vidrio. El instrumento permite determinar la concentración de etanol en vinos y tiene un rango de medición adaptado de 0 a 25 %. Calibrado a 20 °C. Unidad: etanol en %vol. Longitud: 133 mm. Este instrumento no está disponible con certificado de calibración



Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango (%vol)	precisión (%vol)	división (%vol)	unidades por ref.
VINO-B01-001	0 - 25	±2	1	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VINO-B01-001	0,5043	0,01	90258080	08434868104747

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Vinometer**

Description : Made of glass. The instrument allows determining the ethanol concentration in wines and has an adapted measuring range from 0 to 25%. Calibrated at 20°C. Unit: ethanol in %vol. Length: 133 mm. This instrument is not delivered with calibration certificate



Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	range (%vol)	accuracy (%vol)	division (%vol)	pcs/pack
VINO-B01-001	0 - 25	±2	1	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VINO-B01-001	0,5043	0,01	90258080	08434868104747

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Vinomètre

Description : En verre. L'instrument permet de déterminer la concentration d'éthanol dans les vins et possède une gamme de mesure adaptée de 0 à 25 %. Calibré à 20°C. Unité : ethanol en % vol. Longueur : 133 mm. N'est pas disponible avec certificat d'étalonnage



Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme (%vol)	précision (%vol)	division (%vol)	unités par ref.
VINO-B01-001	0 - 25	±2	1	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VINO-B01-001	0,5043	0,01	90258080	08434868104747

PHOTO PRODUIT



Data: 03/10/2025
Ref. Doc: PDS-1735

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Vinometro

Descrizione : In vetro. Lo strumento permette di determinare la concentrazione di etanolo nei vini e ha un intervallo di misura adattato da 0 a 25%. Calibrato a 20 °C. Unità: etanolo in % vol. Lunghezza: 133 mm. Questo strumento non dispone di certificato di calibrazione



Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	variabilità (%vol)	divisione (%vol)	unità per ref.
VINO-B01-001	±2	1	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VINO-B01-001	0,5043	0,01	90258080	08434868104747

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 03/10/2025
Ref. Doc.: PDS-1735

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Vinometer

Beschrijving : Vervaardigd van glas. Dit instrument maakt het mogelijk om het ethanolgehalte in wijnen te bepalen en heeft een aangepast meetbereik van 0 tot 25 %. Gekalibreerd bij 20 °C. Eenheid: ethanol in %vol. Lengte: 133 mm. Het instrument is niet verkrijgbaar met kalibratiecertificaat



Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik (%vol)	nauwkeurigheid (%vol)	verdeling (%vol)	stuks per ref.
VINO-B01-001	0 - 25	±2	1	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VINO-B01-001	0,5043	0,01	90258080	08434868104747

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Vinometer

Beschreibung : Aus Glas. Das Instrument ermöglicht die Bestimmung des Ethanolgehalts in Weinen und hat einen entsprechenden Messbereich von 0 bis 25 %. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: Ethanol in %vol. Länge: 133 mm. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.



Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich (%vol)	Präzision (%vol)	Division (%vol)	Stückzahl pro Artikel
VINO-B01-001	0 - 25	±2	1	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VINO-B01-001	0,5043	0,01	90258080	08434868104747

PRODUKTFOTO

