

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placa calefactora básica, HP-B1**Descripción :** Placa calefactora básica para calentamientos ocasionales, no apta para trabajar en continuo a la máxima potencia. Potencia regulable (5 posiciones). 220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	potencia	dimensiones plato	unidades por ref.
HEAB-1K4-001	1500 W	ø 185 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K4-001	6,482	2,10	84798200	08434868105584

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** Basic heating plate, HP-B1**Description :** Basic heating plate for occasional heating, not suitable for continuous use at maximum power.
Regulable power (5 positions). 220 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	power	pan size	pcs/pack
HEAB-1K4-001	1500 W	ø 185 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K4-001	6,482	2,10	84798200	08434868105584

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Plaque chauffante basique, HP-B1**Description :** Plaque chauffante pour utilisation occasionnelle : n'est pas adaptée pour un usage continu à la puissance maximale. Puissance réglable (5 positions). 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	puissance	dimensions plateau	unités par ref.
HEAB-1K4-001	1500 W	ø 185 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K4-001	6,482	2,10	84798200	08434868105584

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastra riscaldante basic, HP-B1**Descrizione :** Piastra riscaldante basic per un uso occasionale, non adatta a lavorare continuativamente alla massima potenza. Potenza regolabile (5 posizioni). 220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	potenza	dimensioni piatto	unità per ref.
HEAB-1K4-001	1500 W	ø 185 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K4-001	6,482	2,10	84798200	08434868105584

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 10/09/2025
Ref. Doc.: PDS-1740**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Basisverwarmingsplaat, HP-B1****Beschrijving :** Basis verwarmingsplaat voor occasioneel verwarmen, niet geschikt voor continu gebruik op maximaal vermogen. Instelbaar vermogen (5 standen). 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 jaar

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	vermogen	afmetingen plaat	stuks per ref.
HEAB-1K4-001	1500 W	ø 185 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K4-001	6,482	2,10	84798200	08434868105584

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Heizplatte, Basic, HP-B1

Beschreibung : Heizplatte für den gelegentlichen Gebrauch, nicht für den Dauerbetrieb bei maximaler Leistung geeignet. Einstellbare Leistung (fünf Positionen). 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Leistung	Maße Platte	Stückzahl pro Artikel
HEAB-1K4-001	1500 W	ø 185 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAB-1K4-001	6,482	2,10	84798200	08434868105584

PRODUKTFOTO

