

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Balanza analítica, Plus**

Descripción : Las balanzas analíticas Metria ofrecen una excelente estabilidad y sensibilidad. Aplicaciones : pesaje, recuento de piezas, pesaje animal/dinámico, determinación de la densidad, conversión de unidades. Interfaz RS-232C y USB. Pesaje en: g, mg, ct y oz. Pantalla LCD retroiluminada. Gran cámara de vidrio antiestático y plato de acero inoxidable con sistema automático de protección contra sobrecargas. Se incluye guante para manipulación de pesas. Panel con botones integrados para prevenir la entrada de líquidos. Dos versiones disponibles: calibración externa y calibración interna. Dimensiones de la balanza (L x A x A): 350 x 212 x 322 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	resolución	dimensiones plato	pesa de calibración	calibración	unidades por ref.
BAMP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	220 g F1	externa	1
BAMP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	-	interna	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMP-22E-001	10	5,60	90160010	08434868105768
BAMP-220-001	10	5,60	90160010	08434868105775

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : ANALYTICAL BALANCE, PLUS**

Description : Metria analytical balances offer excellent stability and sensitivity. Applications : weighing, piece counting, animal/dynamic weighing, density determination, unit conversion. RS-232C and USB interface. Weighing in: g, mg, ct and oz. Backlit LCD display. Large antistatic glass chamber and stainless steel weighing pan with automatic overload protection system. A glove for weight handling is included. Panel with integrated buttons to prevent liquid ingress. Two versions available: external calibration and internal calibration. Dimensions of the balance (L x W x H): 350 x 212 x 322 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	readability	pan size	calibration weight	calibration	pcs/pack
BAMP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	220 g F1	external	1
BAMP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	-	internal	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMP-22E-001	10	5,60	90160010	08434868105768
BAMP-220-001	10	5,60	90160010	08434868105775

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Balance analytique, Plus**

Description : Les balances analytiques Metria offrent une excellente stabilité et sensibilité. Applications : pesage, comptage de pièces, pesage d'animaux/dynamique, détermination de la densité, conversion d'unités. Interface RS-232C et USB. Pesée en : g, mg, ct et oz. Ecran LCD rétro-éclairé. Grande cage en verre antistatique et plateau de pesée en acier inoxydable avec système de protection automatique contre les surcharges. Un gant destiné à la manipulation des poids est inclus. Panneau avec boutons intégrés pour empêcher l'entrée de liquides. Deux versions disponibles : étalonnage externe et étalonnage interne. Dimensions de la balance (L x L x H) : 350 x 212 x 322 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	résolution	dimensions plateau	poids de calibration	calibrage	unités par ref.
BAMP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	220 g F1	externe	1
BAMP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	-	interne	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMP-22E-001	10	5,60	90160010	08434868105768
BAMP-220-001	10	5,60	90160010	08434868105775

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BILANCIA ANALITICA, PLUS

Descrizione : Le bilance analitiche Metria offrono un'eccellente stabilità e sensibilità. Applicazioni: pesatura, conteggio pezzi, pesatura animale/dinamica, determinazione della densità, conversione di unità. Interfaccia RS-232C e USB. Pesatura in: g, mg, ct e oz. Display LCD retroilluminato. Ampia camera in vetro antistatico e piatto di pesata in acciaio inox con sistema di protezione automatica da sovraccarico. In dotazione un guanto per la manipolazione dei pesi. Pannello con pulsanti integrati per prevenire l'ingresso di liquidi. Due versioni disponibili: calibrazione esterna e calibrazione interna. Dimensioni della bilancia (L x P x A): 350 x 212 x 322 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	risoluzione	dimensioni piatto	peso di calibrazione	calibrazione	unità per ref.
BAMP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	220 g F1	esterna	1
BAMP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	-	interna	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMP-22E-001	10	5,60	90160010	08434868105768
BAMP-220-001	10	5,60	90160010	08434868105775

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ANALYTISCHE WEEGSCHAAL, PLUS

Beschrijving : De analytische balansen van Metria bieden een uitstekende stabiliteit en nauwkeurigheid. Toepassingen: wegen, stukstelling, dynamisch wegen van dieren, dichtheidsbepaling, omrekenen van eenheden. RS-232C- en USB-interface. Weegbereik in g, mg, ct en oz. Verlicht LCD-display. Grote antistatische glazen container en weegplaat van roestvrij staal met automatische overbelastingsbeveiliging. Inclusief handschoenen voor het hanteren van kalibratiegewichten. Bedieningspaneel met geïntegreerde knoppen om het binnendringen van vloeistoffen te voorkomen. Twee beschikbare versies: externe kalibratie en interne kalibratie. Afmetingen van de balans (L x B x H): 350 x 212 x 322 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	resolutie	afmetingen plaat	kalibratiegewicht	kalibratie	stuks per ref.
BAMP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	220 g F1	externe	1
BAMP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	-	interne	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
BAMP-22E-001	10	5,60	90160010	08434868105768
BAMP-220-001	10	5,60	90160010	08434868105775

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Analysenwaage, Plus

Beschreibung : Die Analysenwaagen von Metria bieten eine ausgezeichnete Stabilität und Empfindlichkeit. Anwendungen: Wiegefunktion, Stückzählung, Tierwägung / dynamische Wägung, Dichtebestimmung, Einheitenumrechnung. RS-232-C- und USB-Schnittstelle. Anzeige in g, mg, ct und oz. Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Große antistatische Glastür und Edelstahlwägeplatte mit automatischem Überlastungsschutzsystem. Ein Handschuh zur Handhabung der Gewichte ist im Lieferumfang enthalten. Bedienfeld mit integrierten Tasten zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Zwei Versionen erhältlich: externe Kalibrierung und interne Kalibrierung. Maße der Waage (L x B x H): 350 x 212 x 322 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Wägebereich	Ablesbarkeit	Maße Platte	Kalibriergewicht	Kalibrierung	Stückzahl pro Artikel
BAMP-22E-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	220 g F1	externer	1
BAMP-220-001	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	-	interner	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BAMP-22E-001	10	5,60	90160010	08434868105768
BAMP-220-001	10	5,60	90160010	08434868105775

PRODUKTFOTO

