

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco apilable de PP roscado para muestras**Descripción :** Autoclavable, con graduación en relieve y apilable. Con sistema de cierre a rosca a prueba de fugas. Graduación frasco de 25 ml: cada 5 ml hasta 20 ml, graduación frasco 50 ml: cada 10 ml hasta 40 ml, graduación frasco 80 ml: cada 10 ml hasta 60 ml, graduación frasco 150 ml: cada 20 ml hasta 130 ml. Tapa disponible en tres colores

Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad máxima	Øbase (mm)	Øtapa (mm)	htotal (mm)	color de la tapa	unidades por ref.
LCNP-030-1K0	25 ml	30	38	45	naranja	1000
LCNP-W30-1K0	25 ml	30	38	45	blanco	1000
LCNP-G30-1K0	25 ml	30	38	45	verde	1000
LCNP-050-600	50 ml	41	52	40	naranja	600
LCNP-W50-600	50 ml	41	52	40	blanco	600
LCNP-G50-600	50 ml	41	52	40	verde	600
LCNP-080-500	80 ml	41	52	60	naranja	500
LCNP-W80-500	80 ml	41	52	60	blanco	500
LCNP-G80-500	80 ml	41	52	60	verde	500
LCNP-150-300	150 ml	50	60	80	blanca	300

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LCNP-030-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868107946
LCNP-W30-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868108141
LCNP-G30-1K0	0,08105	9,20	39233010	08434868108127
LCNP-050-600	103,95	7,50	39233010	08434868107953
LCNP-W50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108158
LCNP-G50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108134
LCNP-080-500	101,6	7,50	39233010	08434868107373
LCNP-W80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107342
LCNP-G80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107366
LCNP-150-300	0,1282	8,76	39233010	08434868108110

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : Stackable specimen container, screw cap, PP**Description :** Autoclavable, with raised graduation and stackable. With hermetic screw closure system. 25 ml container graduation: each 5 ml up to 20 ml, 50 ml container graduation: each 10 ml up to 40 ml, 80 ml container graduation: each 10 ml up to 60 ml, 150 ml container graduation: each 20 ml up to 130 ml. Lid available in three colours

Autoclavability


TECHNICAL DATA

reference	overflow capacity	Øbase (mm)	Ølid (mm)	htotal (mm)	lid color	pcs/pack
LCNP-030-1K0	25 ml	30	38	45	orange	1000
LCNP-W30-1K0	25 ml	30	38	45	white	1000
LCNP-G30-1K0	25 ml	30	38	45	green	1000
LCNP-050-600	50 ml	41	52	40	orange	600
LCNP-W50-600	50 ml	41	52	40	white	600
LCNP-G50-600	50 ml	41	52	40	green	600
LCNP-080-500	80 ml	41	52	60	orange	500
LCNP-W80-500	80 ml	41	52	60	white	500
LCNP-G80-500	80 ml	41	52	60	green	500
LCNP-150-300	150 ml	50	60	80	white	300

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LCNP-030-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868107946
LCNP-W30-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868108141
LCNP-G30-1K0	0,08105	9,20	39233010	08434868108127
LCNP-050-600	103,95	7,50	39233010	08434868107953
LCNP-W50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108158
LCNP-G50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108134
LCNP-080-500	101,6	7,50	39233010	08434868107373
LCNP-W80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107342
LCNP-G80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107366
LCNP-150-300	0,1282	8,76	39233010	08434868108110

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Flacon empilable à vis en PP pour échantillon**

Description : Autoclavable, avec graduation en relief et empilable. Doté d'un système de fermeture à vis étanche. Graduation du flacon de 25 ml : chaque 5 ml jusqu'à 20 ml; graduation du flacon de 50 ml : chaque 10 ml jusqu'à 40 ml; graduation du flacon de 80 ml : chaque 10 ml jusqu'à 60 ml; graduation du flacon de 150 ml : chaque 20 ml jusqu'à 130 ml. Bouchon disponible en trois couleurs.



Autoclavable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité maximale	Øbase (mm)	Øcouv. (mm)	htotale (mm)	couleur du couvercle	unités par ref.
LCNP-030-1K0	25 ml	30	38	45	orange	1000
LCNP-W30-1K0	25 ml	30	38	45	blanc	1000
LCNP-G30-1K0	25 ml	30	38	45	vert	1000
LCNP-050-600	50 ml	41	52	40	orange	600
LCNP-W50-600	50 ml	41	52	40	blanc	600
LCNP-G50-600	50 ml	41	52	40	vert	600
LCNP-080-500	80 ml	41	52	60	orange	500
LCNP-W80-500	80 ml	41	52	60	blanc	500
LCNP-G80-500	80 ml	41	52	60	vert	500
LCNP-150-300	150 ml	50	60	80	blanc	300

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LCNP-030-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868107946
LCNP-W30-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868108141
LCNP-G30-1K0	0,08105	9,20	39233010	08434868108127
LCNP-050-600	103,95	7,50	39233010	08434868107953
LCNP-W50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108158
LCNP-G50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108134
LCNP-080-500	101,6	7,50	39233010	08434868107373
LCNP-W80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107342
LCNP-G80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107366
LCNP-150-300	0,1282	8,76	39233010	08434868108110

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Flacone per campionamento impilabile in PP, filettato

Descrizione : Autoclavabile, con graduazione in rilievo e impilabile. Con sistema di chiusura a vite antigoccia. Graduazione flacone da 25 ml: ogni 5 ml fino a 20 ml; graduazione flacone da 50 ml: ogni 10 ml fino a 40 ml; graduazione flacone da 80 ml: ogni 10 ml fino a 60 ml; graduazione flacone da 150 ml: ogni 20 ml fino a 130 ml. Tappo disponibile in tre colori

ES

Autoclavabile


DATI TECNICI

referenza	capacità massima	Øbase (mm)	Øcoperchio (mm)	htotale (mm)	colore del coperchio	unità per ref.
LCNP-030-1K0	25 ml	30	38	45	arancione	1000
LCNP-W30-1K0	25 ml	30	38	45	bianco	1000
LCNP-G30-1K0	25 ml	30	38	45	verde	1000
LCNP-050-600	50 ml	41	52	40	arancione	600
LCNP-W50-600	50 ml	41	52	40	bianco	600
LCNP-G50-600	50 ml	41	52	40	verde	600
LCNP-080-500	80 ml	41	52	60	arancione	500
LCNP-W80-500	80 ml	41	52	60	bianco	500
LCNP-G80-500	80 ml	41	52	60	verde	500
LCNP-150-300	150 ml	50	60	80	bianco	300

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LCNP-030-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868107946
LCNP-W30-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868108141
LCNP-G30-1K0	0,08105	9,20	39233010	08434868108127
LCNP-050-600	103,95	7,50	39233010	08434868107953
LCNP-W50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108158
LCNP-G50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108134
LCNP-080-500	101,6	7,50	39233010	08434868107373
LCNP-W80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107342
LCNP-G80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107366
LCNP-150-300	0,1282	8,76	39233010	08434868108110

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Revisiedatum: 20/08/2025
Ref. Doc.: PDS-1779

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Stapelbare pot van PP met shroefdop voor monsters

Beschrijving : Autoclaveerbaar, met maatverdeling in reliëf en stapelbaar. Met lekvrij schroefdekselsysteem.
Maatverdeling voor flessen van 25 ml: elke 5 ml tot 20 ml, maatverdeling voor flessen van 50 ml: elke 10 ml tot 40 ml, maatverdeling voor flessen van 80 ml: elke 10 ml tot 60 ml, maatverdeling voor fles van 150 ml: elke 20 ml tot 130 ml.
Deksel verkrijgbaar in drie kleuren

ES

Autoclaveerbaar


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	maximale capaciteit	Øbasis (mm)	Ødeksel (mm)	htotaal (mm)	kleur van het deksel	stuks per ref.
LCNP-030-1K0	25 ml	30	38	45	oranje	1000
LCNP-W30-1K0	25 ml	30	38	45	wit	1000
LCNP-G30-1K0	25 ml	30	38	45	groen	1000
LCNP-050-600	50 ml	41	52	40	oranje	600
LCNP-W50-600	50 ml	41	52	40	wit	600
LCNP-G50-600	50 ml	41	52	40	groen	600
LCNP-080-500	80 ml	41	52	60	oranje	500
LCNP-W80-500	80 ml	41	52	60	wit	500
LCNP-G80-500	80 ml	41	52	60	groen	500
LCNP-150-300	150 ml	50	60	80	wit	300

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LCNP-030-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868107946
LCNP-W30-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868108141
LCNP-G30-1K0	0,08105	9,20	39233010	08434868108127
LCNP-050-600	103,95	7,50	39233010	08434868107953
LCNP-W50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108158
LCNP-G50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108134
LCNP-080-500	101,6	7,50	39233010	08434868107373
LCNP-W80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107342
LCNP-G80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107366
LCNP-150-300	0,1282	8,76	39233010	08434868108110

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenbecher, stapelbar, aus Polypropylen, mit Schraubverschluss**Beschreibung :** Autoklavierbar, mit erhabener Graduierung und hermetischem Verschluss, stapelbar. Graduierung der 25 ml Fläschchen: je 5 ml bis 20 ml; Graduierung der 50 ml Fläschchen: je 10 ml bis 40 ml; Graduierung der 80 ml Fläschchen: je 10 ml bis 60 ml; Graduierung der 150 ml Fläschchen: je 20 ml bis 130 ml. Deckel in drei Farben erhältlich.

Autoklavierbar


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maximalvolume n	ØBoden (mm)	ØDeckel (mm)	Hgesamt (mm)	Deckelfarbe	Stückzahl pro Artikel
LCNP-030-1K0	25 ml	30	38	45	orange	1000
LCNP-W30-1K0	25 ml	30	38	45	weiß	1000
LCNP-G30-1K0	25 ml	30	38	45	grün	1000
LCNP-050-600	50 ml	41	52	40	orange	600
LCNP-W50-600	50 ml	41	52	40	weiß	600
LCNP-G50-600	50 ml	41	52	40	grün	600
LCNP-080-500	80 ml	41	52	60	orange	500
LCNP-W80-500	80 ml	41	52	60	weiß	500
LCNP-G80-500	80 ml	41	52	60	grün	500
LCNP-150-300	150 ml	50	60	80	weiß	300

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LCNP-030-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868107946
LCNP-W30-1K0	0,08105	8,67	39233010	08434868108141
LCNP-G30-1K0	0,08105	9,20	39233010	08434868108127
LCNP-050-600	103,95	7,50	39233010	08434868107953
LCNP-W50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108158
LCNP-G50-600	0,1016	7,50	39233010	08434868108134
LCNP-080-500	101,6	7,50	39233010	08434868107373
LCNP-W80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107342
LCNP-G80-500	101,6	7,50	39233010	08434868107366
LCNP-150-300	0,1282	8,76	39233010	08434868108110

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.