

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Viscosímetro digital, VD2M**

Descripción : Instrumento empleado para la medición de la viscosidad. Disponible con cuatro (VISC-2M0-001) o cinco rotores (VISC-2M1-001). Rango de medición entre 1 mPa-s (0,1 mPa-s con el rotor 0) y 2.000.000 mPa-s. Exactitud de $\pm 5\%$ (líquido newtoniano). Velocidad de 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Sensor de temperatura incluido. Dimensiones exteriores (L x A x H): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años


El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
VISC-2M0-001	viscosímetro, VD2M, con rotores 1 a 4	1
VISC-2M1-001	viscosímetro, VD2M, con rotores 0 a 4 (calibrado para rotor 0)	1
VISC-A00-001	rotor 0	1
VISC-A01-001	rotor 1	1
VISC-A02-001	rotor 2	1
VISC-A03-001	rotor 3	1
VISC-A04-001	rotor 4	1
VISC-A05-001	sensor de temperatura	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728
VISC-2M1-001	52,767	8,00	90278099	08434868115170
VISC-A00-001	0,5	0,10	90278099	08434868115026
VISC-A01-001	0,5	0,10	90278099	08434868115033
VISC-A02-001	0,5	0,10	90278099	08434868115040
VISC-A03-001	0,5	0,10	90278099	08434868115057
VISC-A04-001	0,5	0,10	90278099	08434868115064
VISC-A05-001	0,5	0,10	90278099	08434868115071



GENERAL INFORMATION

Product name : Digital viscometer, VD2M

Description : Instrument used for measuring viscosity. Available with four (VISC-2M0-001) or five rotors (VISC-2M1-001). Measurement range between 1 mPa·s (0.1 mPa·s with rotor 0) and 2,000,000 mPa·s, accuracy of $\pm 5\%$ (Newtonian liquid). Speed of 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Temperature probe included. External dimensions (L x W x H): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years


Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
VISC-2M0-001	viscometer, VD2M, with rotors 1 to 4	1
VISC-2M1-001	viscometer, VD2M, with rotors 0 to 4 (calibrated for rotor 0)	1
VISC-A00-001	rotor 0	1
VISC-A01-001	rotor 1	1
VISC-A02-001	rotor 2	1
VISC-A03-001	rotor 3	1
VISC-A04-001	rotor 4	1
VISC-A05-001	temperature probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728
VISC-2M1-001	52,767	8,00	90278099	08434868115170
VISC-A00-001	0,5	0,10	90278099	08434868115026
VISC-A01-001	0,5	0,10	90278099	08434868115033
VISC-A02-001	0,5	0,10	90278099	08434868115040
VISC-A03-001	0,5	0,10	90278099	08434868115057
VISC-A04-001	0,5	0,10	90278099	08434868115064
VISC-A05-001	0,5	0,10	90278099	08434868115071



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Viscosimètre numérique, VD2M**

Description : Instrument utilisé pour la mesure de la viscosité. Disponible avec quatre (VISC-2M0-001) ou cinq rotors (VISC-2M1-001). Plage de mesure entre 1 mPa·s (0,1 mPa·s avec le rotor 0) et 2.000.000 mPa·s, précision de $\pm 5\%$ (liquide newtonien). Vitesses de 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Capteur de température inclus. Dimensions extérieures (L x l x H) : 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans


Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
VISC-2M0-001	viscosimètre, VD2M, avec les rotors 1 à 4	1
VISC-2M1-001	viscosimètre, VD2M, avec les rotors 0 à 4 (calibré pour le rotor 0)	1
VISC-A00-001	rotor 0	1
VISC-A01-001	rotor 1	1
VISC-A02-001	rotor 2	1
VISC-A03-001	rotor 3	1
VISC-A04-001	rotor 4	1
VISC-A05-001	capteur de température	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728
VISC-2M1-001	52,767	8,00	90278099	08434868115170
VISC-A00-001	0,5	0,10	90278099	08434868115026
VISC-A01-001	0,5	0,10	90278099	08434868115033
VISC-A02-001	0,5	0,10	90278099	08434868115040
VISC-A03-001	0,5	0,10	90278099	08434868115057
VISC-A04-001	0,5	0,10	90278099	08434868115064
VISC-A05-001	0,5	0,10	90278099	08434868115071



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Viscosimetro digitale, VD2M

Descrizione : Strumento impiegato per la misurazione della viscosità. Disponibile con quattro (VISC-2M0-001) o cinque rotori (VISC-2M1-001). Intervallo di misura tra 1 mPa·s (0,1 mPa·s con il rotore 0) e 2.000.000 mPa·s, accuratezza di $\pm 5\%$ (fluido newtoniano). Velocità di 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Sensore di temperatura incluso. Dimensioni esterne (L x P x A): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni


Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
VISC-2M0-001	viscosimetro, VD2M, con i rotori da 1 a 4	1
VISC-2M1-001	viscosimetro, VD2M, con i rotori da 0 a 4 (calibrato per il rotore 0)	1
VISC-A00-001	rotore 0	1
VISC-A01-001	rotore 1	1
VISC-A02-001	rotore 2	1
VISC-A03-001	rotore 3	1
VISC-A04-001	rotore 4	1
VISC-A05-001	sensore di temperatura	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728
VISC-2M1-001	52,767	8,00	90278099	08434868115170
VISC-A00-001	0,5	0,10	90278099	08434868115026
VISC-A01-001	0,5	0,10	90278099	08434868115033
VISC-A02-001	0,5	0,10	90278099	08434868115040
VISC-A03-001	0,5	0,10	90278099	08434868115057
VISC-A04-001	0,5	0,10	90278099	08434868115064
VISC-A05-001	0,5	0,10	90278099	08434868115071



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Digitale viscometer, VD2M

Beschrijving : Instrument dat wordt gebruikt voor het meten van de viscositeit. Beschikbaar met vier (VISC-2M0-001) of vijf rotoren (VISC-2M1-001). Meetbereik van 1 mPa·s (0,1 mPa·s met rotor 0) tot 2.000.000 mPa·s, nauwkeurigheid $\pm 5\%$ (Newtoniaanse vloeistof). Snelheden van 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 rpm. Inclusief temperatuursensor. Uitwendige afmetingen (L x B x H): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie


Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
VISC-2M0-001	viscosimeter, VD2M, met rotoren 1 tot 4	1
VISC-2M1-001	viscosimeter, VD2M, met rotoren 0 tot 4 (gekalibreerd voor rotor 0)	1
VISC-A00-001	rotor 0	1
VISC-A01-001	rotor 1	1
VISC-A02-001	rotor 2	1
VISC-A03-001	rotor 3	1
VISC-A04-001	rotor 4	1
VISC-A05-001	temperatuursensor	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728
VISC-2M1-001	52,767	8,00	90278099	08434868115170
VISC-A00-001	0,5	0,10	90278099	08434868115026
VISC-A01-001	0,5	0,10	90278099	08434868115033
VISC-A02-001	0,5	0,10	90278099	08434868115040
VISC-A03-001	0,5	0,10	90278099	08434868115057
VISC-A04-001	0,5	0,10	90278099	08434868115064
VISC-A05-001	0,5	0,10	90278099	08434868115071



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Viskosimeter, digital, VD2M

Beschreibung : Gerät zur Messung der Viskosität. Verfügbar mit vier (VISC-2M0-001) oder fünf Rotoren (VISC-2M1-001). Messbereich von 1 mPa·s (0,1 mPa·s mit Rotor 0) bis 2.000.000 mPa·s, Genauigkeit $\pm 5\%$ (newtonsche Flüssigkeit). Geschwindigkeiten: 0,3 / 0,6 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 30 / 60 min⁻¹. Temperatursensor inbegriffen. Abmessungen (L x B x H): 370 x 325 x 280 mm. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie
definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
VISC-2M0-001	Viskosimeter, VD2M, mit Rotoren 1 bis 4	1
VISC-2M1-001	Viskosimeter, VD2M, mit Rotoren 0 bis 4 (kalibriert für Rotor 0)	1
VISC-A00-001	Rotor 0	1
VISC-A01-001	Rotor 1	1
VISC-A02-001	Rotor 2	1
VISC-A03-001	Rotor 3	1
VISC-A04-001	Rotor 4	1
VISC-A05-001	Temperatursensor	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
VISC-2M0-001	52,767	8,00	90278099	08434868109728
VISC-2M1-001	52,767	8,00	90278099	08434868115170
VISC-A00-001	0,5	0,10	90278099	08434868115026
VISC-A01-001	0,5	0,10	90278099	08434868115033
VISC-A02-001	0,5	0,10	90278099	08434868115040
VISC-A03-001	0,5	0,10	90278099	08434868115057
VISC-A04-001	0,5	0,10	90278099	08434868115064
VISC-A05-001	0,5	0,10	90278099	08434868115071

