

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Balanza de precisión portátil, MPB

Descripción : Aplicaciones: Cuenta piezas, cálculo de porcentaje, conversión de unidades, densidad. Permite trabajos de campo ya que puede utilizarse con pilas o conectado a la corriente. Panel con botones integrados para prevenir la entrada de líquidos. Plato en inox. de 170 x 170 mm, Interfaz RS232. Calibración externa. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones
definidas en la directiva europea que le
incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	resolución	dimensiones plato	pesa de calibración	unidades por ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g M1 (incluida)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : Portable precision balance, MPB**

Description : Applications: Piece counting, percentage calculation, unit conversion, density. Suitable for fieldwork as it can be used with 4 AA batteries or connected to the mains. Panel with integrated buttons to prevent liquid ingress. Stainless steel platform of 170 x 170 mm, RS232 interface. External calibration. 110-230 V / 50-60 Hz. 2-year warranty

Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	readability	pan size	calibration weight	pcs/pack
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g M1 (included)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Balance de Précision Portable, MPB

Description : Applications : Comptage de pièces, calcul de pourcentage, conversion d'unités, densité. Convient pour le travail sur le terrain car peut être utilisée avec 4 piles AA ou branchée sur secteur. Panneau avec boutons intégrés pour empêcher l'entrée de liquides. Plateau en inox de 170 x 170 mm, interface RS232. Calibration externe. 110-230 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	résolution	dimensions plateau	poids de calibration	unités par ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g M1 (inclus)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bilancia di Precisione Portatile, MPB

Descrizione : Applicazioni: Contapezzi, calcolo delle percentuali, conversione delle unità, densità. Adatta per lavori sul campo poiché può essere utilizzata con 4 batterie AA o collegata alla corrente. Pannello con pulsanti integrati per prevenire l'ingresso di liquidi. Piatto in acciaio inox di 170 x 170 mm, interfaccia RS232. Calibrazione esterna. 110-230 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	risoluzione	dimensioni piatto	peso di calibrazione	unità per ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g M1 (inclusa)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Draagbare Precisieweegschaal, MPB

Beschrijving : Toepassingen: Stukstelling, procentberekening, eenhedenconversie, dichtheid. Geschikt voor veldwerk omdat de weegschaal kan worden gebruikt met 4 AA-batterijen of aangesloten op het stroomnet. Bedieningspaneel met geïntegreerde knoppen om het binnendringen van vloeistoffen te voorkomen. RVS-plateau van 170 x 170 mm, RS232-interface. Externe kalibratie. 110-230 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	resolutie	afmetingen plaat	kalibratiegewicht	stuks per ref.
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g M1 (inbegrepen)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Tragbare Präzisionswaage, MPB

Beschreibung : Verwendung: Stückzählen, Prozentsatzberechnung, Einheitenumrechnung, Dichte. Geeignet für den Feldeinsatz, da es mit 4 AA-Batterien oder am Netz betrieben werden kann. Bedienfeld mit integrierten Tasten zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Edelstahlplatte von 170 x 170 mm, RS232-Schnittstelle. Externe Kalibrierung. 110-230 V / 50-60 Hz. 2 Jahre Garantie.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Wägebereich	Ablesbarkeit	Maße Platte	Kalibriergewicht	Stückzahl pro Artikel
BPPM-500-001	500 g	0,01 g	170 x 170 mm	500 g M1 (inbegriffen)	1
BPPM-1K0-001	1000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1
BPPM-3K0-001	3000 g	0,01 g	170 x 170 mm	-	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BPPM-500-001	5,76	1,62	90160010	08434868110021
BPPM-1K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110038
BPPM-3K0-001	5,76	1,62	90160010	08434868110045

PRODUKTFOTO