

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Areómetro Baumé**Descripción :** De vidrio. Unidad: °Bé. Calibrados a 20°C. Estos instrumentos no estan disponibles con certificado de calibración

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango (° Be)	precisión(g/ml)	división (g/ml)	unidades por ref.
HYBE-01M-001	0 - 10	±0,1	0,1	1
HYBE-02M-001	10 - 20	±0,1	0,1	1
HYBE-03M-001	20 - 30	±0,1	0,1	1
HYBE-04M-001	30 - 40	±0,1	0,1	1
HYBE-05M-001	40 - 50	±0,1	0,1	1
HYBE-06M-001	50 - 60	±0,1	0,1	1
HYBE-07M-001	60 - 70	±0,1	0,1	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYBE-01M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109650
HYBE-02M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109667
HYBE-03M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109674
HYBE-04M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109681
HYBE-05M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109698
HYBE-06M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109704
HYBE-07M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109711

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** Baume hydrometers**Description :** Made of glass. Unit: °Bé. Calibrated at 20°C. These instruments are not delivered with calibration certificates**TECHNICAL DATA**

reference	range (° Be)	accuracy (g/ml)	division (g/ml)	pcs/pack
HYBE-01M-001	0 - 10	±0,1	0,1	1
HYBE-02M-001	10 - 20	±0,1	0,1	1
HYBE-03M-001	20 - 30	±0,1	0,1	1
HYBE-04M-001	30 - 40	±0,1	0,1	1
HYBE-05M-001	40 - 50	±0,1	0,1	1
HYBE-06M-001	50 - 60	±0,1	0,1	1
HYBE-07M-001	60 - 70	±0,1	0,1	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYBE-01M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109650
HYBE-02M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109667
HYBE-03M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109674
HYBE-04M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109681
HYBE-05M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109698
HYBE-06M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109704
HYBE-07M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109711

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Aéromètre Baumé**Description :** En verre. Unité : °Bé. Calibré à 20°C. N'est pas livré avec certificat d'étalonnage

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme (°Be)	précision (g/ml)	division (g/ml)	unités par ref.
HYBE-01M-001	0 - 10	±0,1	0,1	1
HYBE-02M-001	10 - 20	±0,1	0,1	1
HYBE-03M-001	20 - 30	±0,1	0,1	1
HYBE-04M-001	30 - 40	±0,1	0,1	1
HYBE-05M-001	40 - 50	±0,1	0,1	1
HYBE-06M-001	50 - 60	±0,1	0,1	1
HYBE-07M-001	60 - 70	±0,1	0,1	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYBE-01M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109650
HYBE-02M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109667
HYBE-03M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109674
HYBE-04M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109681
HYBE-05M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109698
HYBE-06M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109704
HYBE-07M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109711

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Aerometro Baumé**Descrizione :** In vetro. Unità: °Bé. Calibrato a 20 °C. Questo strumento non è disponibile con certificato di calibrazione

DATI TECNICI

referenza	variabilità (° Be)	accuratezza (g/ml)	divisione (g/ml)	unità per ref.
HYBE-01M-001	0 - 10	±0,1	0,1	1
HYBE-02M-001	10 - 20	±0,1	0,1	1
HYBE-03M-001	20 - 30	±0,1	0,1	1
HYBE-04M-001	30 - 40	±0,1	0,1	1
HYBE-05M-001	40 - 50	±0,1	0,1	1
HYBE-06M-001	50 - 60	±0,1	0,1	1
HYBE-07M-001	60 - 70	±0,1	0,1	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYBE-01M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109650
HYBE-02M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109667
HYBE-03M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109674
HYBE-04M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109681
HYBE-05M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109698
HYBE-06M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109704
HYBE-07M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109711

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Baumé hydrometer****Beschrijving :** Vervaardigd van glas. Meeteenheid: °Bé. Gekalibreerd bij 20 °C. Deze instrumenten zijn niet verkrijgbaar met een kalibratiecertificaat**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	bereik (°Be)	nauwkeurigheid (g/ml)	verdeling (g/ml)	stuks per ref.
HYBE-01M-001	0 - 10	±0,1	0,1	1
HYBE-02M-001	10 - 20	±0,1	0,1	1
HYBE-03M-001	20 - 30	±0,1	0,1	1
HYBE-04M-001	30 - 40	±0,1	0,1	1
HYBE-05M-001	40 - 50	±0,1	0,1	1
HYBE-06M-001	50 - 60	±0,1	0,1	1
HYBE-07M-001	60 - 70	±0,1	0,1	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYBE-01M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109650
HYBE-02M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109667
HYBE-03M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109674
HYBE-04M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109681
HYBE-05M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109698
HYBE-06M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109704
HYBE-07M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109711

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Aräometer nach Baumé**Beschreibung :** Aus Glas. Maßeinheit: °Bé. Kalibriert bei 20 °C. Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich (°Be)	Präzision (g/ml)	Division (g/ml)	Stückzahl pro Artikel
HYBE-01M-001	0 - 10	±0,1	0,1	1
HYBE-02M-001	10 - 20	±0,1	0,1	1
HYBE-03M-001	20 - 30	±0,1	0,1	1
HYBE-04M-001	30 - 40	±0,1	0,1	1
HYBE-05M-001	40 - 50	±0,1	0,1	1
HYBE-06M-001	50 - 60	±0,1	0,1	1
HYBE-07M-001	60 - 70	±0,1	0,1	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
HYBE-01M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109650
HYBE-02M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109667
HYBE-03M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109674
HYBE-04M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109681
HYBE-05M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109698
HYBE-06M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109704
HYBE-07M-001	0,4096	0,10	90258080	08434868109711

PRODUKTFOTO

