



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador magnético sin calefacción, BS1, 1 L

Descripción : Producto básico de laboratorio para uso ocasional. Diseño compacto y potente agitación. Velocidad regulable entre 300 y 1800 rpm. Capacidad: 1 L. Para varillas magnéticas hasta 30 mm. Incluye 1 varilla magnética. Dimensiones de la superficie de trabajo: Ø100 mm. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones externas (L x A x H): 138 x 130 x 41 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP42. Garantía 2 años

El producto es conforme a las especificaciones
definidas en la directiva europea que le
incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STIS-BS1-001	agitador magnético LBX BS1, 1 L	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-BS1-001	2,3625	0,40	84798200	08434868109889

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic stirrer without heating, BS1, 1 L

Description : Basic laboratory product for occasional use. Compact design. Speed adjustable between 300 and 1800 rpm. Capacity: 1 L. For magnetic bars up to 30 mm. Supplied with a magnetic bar. Dimension of work plate: Ø 100 mm. Brushless DC motor, maintenance free. External dimensions (L x W x H): 138 x 130 x 41 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Protection class IP42. 2-year warranty

Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STIS-BS1-001	magnetic stirrer LBX BS01, 1 L	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-BS1-001	2,3625	0,40	84798200	08434868109889

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur magnétique non chauffant, BS1, 1 L

Description : Equipement de laboratoire basique pour usage occasionnel. Conception compacte et agitation puissante. Vitesse réglable entre 300 et 1800 rpm. Capacité : 1 L. Pour barreaux magnétiques jusqu'à 30 mm de longueur. Inclut un barreau magnétique. Dimensions de la surface de travail : Ø 100 mm. Moteur brushless, sans entretien. Dimensions extérieures (L x l x H) : 38 x 130 x 41 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Protection IP42. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STIS-BS1-001	agitateur magnétique LBX BS01, 1 L	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-BS1-001	2,3625	0,40	84798200	08434868109889

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore magnetico senza riscaldamento, BS1, 1 L

Descrizione : Attrezzatura base da laboratorio di per uso occasionale. Design compatto e agitazione potente. Velocità regolabile da 300 a 1800 rpm. Capacità: 1 L. Compatibile con ancorette magnetiche di massimo 30 mm. Include 1 asta magnetica. Dimensioni della superficie di lavoro: Ø 100 mm. Motore brushless, non necessita di manutenzione. Dimensioni esterne (L x h x l): 138 x 130 x 41 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Grado di protezione IP42. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STIS-BS1-001	agitatore magnetico senza riscaldamento, BS1, 1 L	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-BS1-001	2,3625	0,40	84798200	08434868109889

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Magnetische roerder zonder verwarming, BS1, 1 L

Beschrijving : Basis laboratoriumproduct voor occasioneel gebruik. Compact ontwerp en krachtige agitatie. Regelbare snelheid van 300 tot 1800 rpm. Capaciteit: 1 L. Voor magneetroerstaven tot 30 mm. Inclusief 1 magnetische roerstaaf. Afmetingen werkoppervlak: Ø 100 mm. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Externe afmetingen (L x B x H): 138 x 130 x 41 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP42. Garantie 2 jaar

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STIS-BS1-001	magnetische roerder LBX BS01, 1 L	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-BS1-001	2,3625	0,40	84798200	08434868109889

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührer, ohne Heizung, BS1, 1 L

Beschreibung : Basislaborprodukt für den gelegentlichen Gebrauch. Kompaktes Design. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 300 und 1800 min-1. Rührmenge: 1 L. Für Magnetrührstäbe mit bis zu 30 mm Länge. Ein Magnetrührstab inbegriffen. Maße der Arbeitsoberfläche: Ø 100 mm. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Außenmaße (L x B x H): 138 x 130 x 41 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP42. Garantie 2 Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie
definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STIS-BS1-001	Magnetrührer, LBX BS01, 1 L	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STIS-BS1-001	2,3625	0,40	84798200	08434868109889

PRODUKTFOTO