

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bandeja de instrumentos, plana**Descripción :** De acero inoxidable 304

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
TRYS-S22-001	225 x 150 x 15 mm	1
TRYS-S28-001	285 x 150 x 18 mm	1
TRYS-S45-001	450 x 350 x 20 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-S22-001	0,001	0,29	73269098	08434868112711
TRYS-S28-001	0,004	0,35	73269098	08434868112728
TRYS-S45-001	0,008	0,45	73269098	08434868112735


FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Instruments tray, flat

Description : Made of stainless steel grade 304



TECHNICAL DATA

reference	dimensions (length x width x height)	pcs/pack
TRYS-S22-001	225 x 150 x 15 mm	1
TRYS-S28-001	285 x 150 x 18 mm	1
TRYS-S45-001	450 x 350 x 20 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-S22-001	0,001	0,29	73269098	08434868112711
TRYS-S28-001	0,004	0,35	73269098	08434868112728
TRYS-S45-001	0,008	0,45	73269098	08434868112735

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Plateau pour instruments, plat**Description :** Fabriqué en acier inoxydable type 304

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
TRYS-S22-001	225 x 150 x 15 mm	1
TRYS-S28-001	285 x 150 x 18 mm	1
TRYS-S45-001	450 x 350 x 20 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-S22-001	0,001	0,29	73269098	08434868112711
TRYS-S28-001	0,004	0,35	73269098	08434868112728
TRYS-S45-001	0,008	0,45	73269098	08434868112735

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Vassoio per strumenti, piatto**Descrizione :** In acciaio inox classe 304

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
TRYS-S22-001	225 x 150 x 15 mm	1
TRYS-S28-001	285 x 150 x 18 mm	1
TRYS-S45-001	450 x 350 x 20 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-S22-001	0,001	0,29	73269098	08434868112711
TRYS-S28-001	0,004	0,35	73269098	08434868112728
TRYS-S45-001	0,008	0,45	73269098	08434868112735

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Instrumentenschaal, plat**Beschrijving :** Gemaakt van roestvrij staal type 304

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
TRYS-S22-001	225 x 150 x 15 mm	1
TRYS-S28-001	285 x 150 x 18 mm	1
TRYS-S45-001	450 x 350 x 20 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-S22-001	0,001	0,29	73269098	08434868112711
TRYS-S28-001	0,004	0,35	73269098	08434868112728
TRYS-S45-001	0,008	0,45	73269098	08434868112735

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Instrumentenschale, flach

Beschreibung : Aus Edelstahl 304.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahlpro Artikel
TRYS-S22-001	225 x 150 x 15 mm	1
TRYS-S28-001	285 x 150 x 18 mm	1
TRYS-S45-001	450 x 350 x 20 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-S22-001	0,001	0,29	73269098	08434868112711
TRYS-S28-001	0,004	0,35	73269098	08434868112728
TRYS-S45-001	0,008	0,45	73269098	08434868112735

PRODUKTFOTO

