

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Pinzas estériles**

Descripción : Fabricadas en PS. Envasadas individualmente y esterilizadas por radiación. Ideales para reducir la contaminación cruzada en los procedimientos de muestreo. Mango corrugado para asegurar un buen agarre y punta dentada. No citotóxicas, cumplen con USP Clase VI y FDA 21 CFR



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Libre de DNasa y RNasa



Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	unidades por ref.
DFPS-E01-010	152.4	10
DFPS-E01-100	152.4	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DFPS-E01-010	0,001	0,15	39262000	08434868113039
DFPS-E01-100	0,01	1,50	39262000	08434868111516

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : Sterile forceps**

Description : Made in PS. Individually wrapped and sterile by radiation. Ideal to reduce cross-contamination in sampling procedures. Corrugated handle to secure a good grip and serrated tip. Non cytotoxic, complies with USP Class VI and FDA 21 CFR



Available in standard size and economy size



DNase and RNase free



Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	l (mm)	pcs/pack
DFPS-E01-010	152.4	10
DFPS-E01-100	152.4	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DFPS-E01-010	0,001	0,15	39262000	08434868113039
DFPS-E01-100	0,01	1,50	39262000	08434868111516

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pinces stériles

Description : Fabriquées en PS. Emballées individuellement et stérilisées par radiation. Idéales pour réduire la contamination croisée lors des procédures d'échantillonnage. Manche ondulé pour assurer une bonne prise et pointe dentelée. Non cytotoxiques, conformes à la classe VI de l'USP et à la FDA 21 CFR



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	unités par ref.
DFPS-E01-010	152.4	10
DFPS-E01-100	152.4	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DFPS-E01-010	0,001	0,15	39262000	08434868113039
DFPS-E01-100	0,01	1,50	39262000	08434868111516

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pinze sterili

Descrizione : Realizzate in PS. Confezionate singolarmente e sterilizzate tramite radiazioni. Ideali per ridurre la contaminazione crociata nei processi di campionamento. Manico ondulato per garantire una buona presa e punta dentata. Non citotossiche, conformi a USP Classe VI e FDA 21 CFR



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	unità per ref.
DFPS-E01-010	152.4	10
DFPS-E01-100	152.4	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DFPS-E01-010	0,001	0,15	39262000	08434868113039
DFPS-E01-100	0,01	1,50	39262000	08434868111516

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Steriele pincet

Beschrijving : Gemaakt van PS. Individueel verpakt en gesteriliseerd door bestraling. Ideaal om kruisbesmetting te verminderen bij bemonsteringsprocedures. Gegolfd handvat voor een goede grip en getande punt. Niet cytotoxisch, voldoet aan USP Klasse VI en FDA 21 CFR



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Vrij van DNase en RNase



Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	stuks per ref.
DFPS-E01-010	152.4	10
DFPS-E01-100	152.4	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DFPS-E01-010	0,001	0,15	39262000	08434868113039
DFPS-E01-100	0,01	1,50	39262000	08434868111516

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Sterile Pinzette

Beschreibung : Hergestellt aus PS. Einzeln verpackt und durch Strahlung sterilisiert. Ideal zur Reduzierung von Kreuzkontaminationen bei Probenahmeverfahren. Geriffelter Griff für einen sicheren Halt und gezackte Spitze. Nicht zytotoxisch, entspricht USP Klasse VI und FDA 21 CFR.

 Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

 Zertifiziert DNase- und RNase-frei

 Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Stückzahl pro Artikel
DFPS-E01-010	152.4	10
DFPS-E01-100	152.4	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DFPS-E01-010	0,001	0,15	39262000	08434868113039
DFPS-E01-100	0,01	1,50	39262000	08434868111516

PRODUKTFOTO

