

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TAPÓN SIN OBTURADOR 24/410**Descripción :** Para frascos de cuello estrecho de referencia NMBP

Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	rosca	color	unidades por ref.
TP24-001-020	24/410	blanco	20
TP24-001-1K0	24/410	blanco	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TP24-001-020	0,6	0,10	39235090	08434868115699
TP24-001-1K0	30	0,41	39235091	08434868115705

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION**Product name :** CAP WITHOUT INSERT, 24/410**Description :** Suitable for narrow-neck bottles, reference NMBP

Food-grade product



Available in standard size and economy size



Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	screw	color	pcs/pack
TP24-001-020	24/410	white	20
TP24-001-1K0	24/410	white	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TP24-001-020	0,6	0,10	39235090	08434868115699
TP24-001-1K0	30	0,41	39235091	08434868115705

PRODUCT PHOTO**MATERIAL****MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOUCHON SANS OBTURATEUR, 24/410**Description :** Adapté aux flacons à col étroit, référence NMBP

Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	filetage	couleur	unités par ref.
TP24-001-020	24/410	blanc	20
TP24-001-1K0	24/410	blanc	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TP24-001-020	0,6	0,10	39235090	08434868115699
TP24-001-1K0	30	0,41	39235091	08434868115705

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TAPPO SENZA OTTURATORE 24/410**Descrizione :** Adatto per flaconi a collo stretto, riferimento NMBP

Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	filettatura	colore	unità per ref.
TP24-001-020	24/410	bianco	20
TP24-001-1K0	24/410	bianco	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TP24-001-020	0,6	0,10	39235090	08434868115699
TP24-001-1K0	30	0,41	39235091	08434868115705

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : DOP ZONDER AFSLUITER 24/410****Beschrijving :** Geschikt voor smalhalzflessen, referentie NMBP

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als
voordeelpakket formaat

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	schroef	kleur	stuks per ref.
TP24-001-020	24/410	wit	20
TP24-001-1K0	24/410	wit	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TP24-001-020	0,6	0,10	39235090	08434868115699
TP24-001-1K0	30	0,41	39235091	08434868115705

PRODUKTFOTO

MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : VERSCHLUSS OHNE DICHTUNG, 24/410**Beschreibung :** Geeignet für Enghalsflaschen, Referenz NMBP

Lebensmittelkontaktmaterial

Erhältlich im Standardformat sowie im
'Vorteilspack'

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Gewinde	Farbe	Stückzahl pro Artikel
TP24-001-020	24/410	weiß	20
TP24-001-1K0	24/410	weiß	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TP24-001-020	0,6	0,10	39235090	08434868115699
TP24-001-1K0	30	0,41	39235091	08434868115705

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.