

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : MICROSCOPIO PETROGRÁFICO, VISION+**

Descripción : Ideal para geología, mineralogía, petrográfico y materiales anisótropos. Versión monocular o binocular, diseñados para observación de materiales birrefringentes. Incorporan cabezal inclinado (45° en versión monocular y 30° en binocular), con rotación de 360° y oculares WF10X/18 mm. Equipados con revólver cuádruple y objetivos acromáticos DIN 45 mm (4X, 10X, 40X y 100X), platina circular giratoria de Ø160 mm con graduación en incrementos de 1° y resolución mínima de 6' mediante escala Vernier. Incluyen analizador giratorio (0-90°), compensadores ópticos (1/4 λ y lámina roja de clase I), y lente de Bertrand deslizable para análisis de conos de interferencia. Enfoque coaxial micrométrico y macrométrico con precisión de 0,01 mm, condensador Abbe N.A. 1.25 con diafragma de iris y polarizador rotatorio ajustable. Iluminación LED 1W con control de intensidad. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MP02-P01-001	cabezal monocular	1
MP02-P02-001	cabezal binocular Seidentopf	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-P01-001	76,56	9,31	90118000	08434868115828
MP02-P02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115910



GENERAL INFORMATION**Product name : PETROGRAPHIC MICROSCOPE, VISION+**

Description : Ideal for geology, mineralogy, petrography, and anisotropic materials. Available in monocular or binocular versions, designed for the observation of birefringent materials. Features an inclined head (45° for monocular, 30° for binocular) with 360° rotation and WF10X/18 mm eyepieces. Equipped with a quadruple nosepiece and DIN 45 mm achromatic objectives (4X, 10X, 40X, and 100X), Ø160 mm rotating circular stage with 1° graduations and a minimum resolution of 6' via Vernier scale. Includes rotatable analyzer (0-90°), optical compensators (1/4 λ and first-order red plate), and sliding Bertrand lens for interference cone analysis. Coaxial fine and coarse focus with 0.01 mm precision, Abbe condenser N.A. 1.25 with iris diaphragm and adjustable rotating polarizer. 1 W LED illumination with intensity control. 100-240 V, 50/60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MP02-P01-001	monocular head	1
MP02-P02-001	binocular head	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-P01-001	76,56	9,31	90118000	08434868115828
MP02-P02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115910

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MICROSCOPE PÉTROGRAPHIQUE, VISION+

Description : Idéal pour la géologie, la minéralogie, la pétrographie et l'étude des matériaux anisotropes. Disponible en version monoculaire ou binoculaire, conçu pour l'observation des matériaux biréfringents. Tête inclinée (à 45° en version monoculaire, 30° en version binoculaire), rotative sur 360°, équipée d'oculaires grand champ WF10X/18 mm. Revolver quadruple avec objectifs achromatiques DIN à distance optique de 45 mm : 4X, 10X, 40X et 100X. Platine circulaire rotative Ø160 mm avec graduation par incrément de 1°, lecture de précision à 6' d'arc sur échelle Vernier. Équipé d'un analyseur rotatif (0-90°), de compensateurs optiques (1/4 λ et lame rouge de classe I), et d'une lentille de Bertrand escamotable pour l'observation des cônes d'interférence. Mise au point coaxiale micrométrique et macrométrique avec une précision de 0,01 mm. Condenseur Abbe N.A. 1,25 avec diaphragme iris centré et polariseur rotatif réglable. Éclairage LED 1W à intensité variable. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantie : 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MP02-P01-001	tête monoculaire	1
MP02-P02-001	tête binoculaire Seidentopf	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-P01-001	76,56	9,31	90118000	08434868115828
MP02-P02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115910



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MICROSCOPIO PETROGRAFICO, VISION+

Descrizione : Ideale per geologia, mineralogia, petrografia e materiali anisotropi. Versione monoculare o binoculare, progettati per l'osservazione di materiali birifrangenti. Dotato di testata inclinata (45° nella versione monoculare e 30° in quella binoculare), con rotazione a 360° e oculari WF10X/18 mm. Con revolver quadruplo e obiettivi acromatici DIN da 45 mm (4X, 10X, 40X e 100X), tavolino circolare girevole Ø160 mm con graduazione a incrementi di 1° e risoluzione minima di 6' tramite scala Vernier. Sono inclusi analizzatore rotante (0-90°), compensatori ottici (1/4 λ e lamina rossa di classe I) e lente di Bertrand scorrevole per l'analisi dei coni di interferenza. Messa a fuoco coassiale micrometrica e macrometrica con precisione di 0,01 mm, condensatore Abbe N.A. 1.25 con diaframma ad iride e polarizzatore rotante regolabile. Illuminazione LED da 1W con controllo di intensità. 100-240 V, 50/60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MP02-P01-001	testata monoculare	1
MP02-P02-001	testata binoculare	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-P01-001	76,56	9,31	90118000	08434868115828
MP02-P02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115910



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PETROGRAFISCHE MICROSCOOP, VISION+

Beschrijving : Ideaal voor geologie, mineralogie, petrografie en anisotrope materialen. Monoculaire of binoculaire versie, ontworpen voor observatie van bireflecterende materialen. Ze hebben een gekantelde kop (45° in monoculaire versie en 30° in binoculaire versie), met 360° rotatie en WF10X/18 mm oculairen. Uitgerust met quadruple revolving neusstuk en 45 mm DIN achromatische objectieven (4X, 10X, 40X en 100X), Ø160 mm draaibaar rond objectplateau met schaalverdeling met intervallen van 1° en minimale resolutie van 6" middels een Vernier-schaalverdeling. Inclusief roterende analyser (0-90°), optische compensatoren (1/4 λ en klasse I rode folie) en verschuifbare Bertrand lens voor analyse van interferentiekegels. Coaxiale micrometrische en macrometrische scherpstelling met 0,01 mm precisie, Abbe N.A. 1.25 condensor met irisdiaphragma en instelbare roterende polarisator. 1W LED verlichting met intensiteitsregeling. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MP02-P01-001	monoculaire kop	1
MP02-P02-001	binoculaire kop	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-P01-001	76,56	9,31	90118000	08434868115828
MP02-P02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115910



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PETROGRAPHISCHES MIKROSKOP, VISION+

Beschreibung : Ideal für Geologie, Mineralogie, Petrographie und anisotrope Materialien. Monokulare oder binokulare Version, entwickelt für die Beobachtung doppelbrechender Materialien. Mit geneigtem Kopf (45° bei der monokularen Version und 30° bei der binokularen Version), 360° drehbar und mit WF10X/18-mm-Okularen. Ausgestattet mit einem Vierfach-Objektivrevolver und achromatischen DIN 45 mm-Objektiven (4X, 10X, 40X und 100X), einem drehbaren Rundtisch mit Ø 160 mm und einer Skaleneinteilung in 1°-Schritten und einer Mindestauflösung von 6' mittels Vernier-Skala. Enthält einen Drehanalysator (0-90°), optische Kompensatoren (1/4 λ und rote Folie der Klasse I) und eine verschiebbare Bertrand-Linse zur Analyse von Interferenzkegeln. Koaxiale mikrometrische und makrometrische Fokussierung mit einer Genauigkeit von 0,01 mm, Abbe-Kondensor N.A. 1,25 mit Irisblende und einstellbarem Drehpolarisator. 1-W-LED-Beleuchtung mit Intensitätsregelung. 100-240 V, 50/60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MP02-P01-001	monokularer Kopf	1
MP02-P02-001	binokularer Kopf	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MP02-P01-001	76,56	9,31	90118000	08434868115828
MP02-P02-001	76,56	9,31	90118000	08434868115910

