

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo para sólidos de polipropileno**Descripción :** Autoclavable a 121 °C. Las estrías externas evitan el bloqueo de aire Esterilizable en autoclave a 121°


DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior(mm)	lvástago (mm)	Øvástago (mm)	unidades por ref.
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Powder funnel, polypropylene**Description :** Autoclavable at 121 °C. External ridges prevent air lockAutoclavability


TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	lstem(mm)	Østem (mm)	pcs/pack
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Entonnoir à poudre en polypropylène**Description :** Autoclavable à 121 °C. Les cannelures externes empêchent le blocage de l'air Autoclavable


DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	long.tige(mm)	Øtige (mm)	unités par ref.
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto per solidi in polipropilene**Descrizione :** Autoclavabile a 121 °C. Le scanalature esterne impediscono il blocco d'aria Autoclavabile


DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	Istantuffo (mm)	Østantuffo (mm)	unità per ref.
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

FOTO DEL PRODOTTO




ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Poedertrechter van polypropyleen****Beschrijving :** Autoclaveerbaar bij 121 °C. Externe ribbelstructuur voorkomt luchtblokkadeAutoclaveerbaar**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	bovenØ(mm)	lsteel (mm)	Østeel (mm)	stuks per ref.
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pulvertrichter aus Polypropylen

Beschreibung : Autoklavierbar bis 121 °C. Äußere Riffelungen verhindern eine Luftblockade.Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øoben(mm)	LStiel(mm)	ØStiel(mm)	Stückzahlpro Artikel
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

PRODUKTFOTO

