

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Microscopio Biológico, B3 Phase con Sistema de Contraste de Fases**

Descripción : Cabezal binocular o trinocular tipo Siedentopf inclinado 30° y rotatorio 360°. Oculares gran campo WF10X/20mm. Porta-objetivos quintuple inverso. Objetivo Plan acromático PL 4X. Objetivos planos de Contraste de Fases: PLPh 10X, 20X, 40X S y 100X S-Oil. Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión. Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos. Condensador tipo torreta de 5 posiciones para contraste de fase 10X, 20X, 40X, 100X y campo claro. Ocular telescópico de centrado. Iluminación Koehler halógena 12V/20W con control de intensidad. Alimentación 100V-240V (CE). Filtros azul, amarillo y verde, funda protectora y aceite de inmersión. Garantía 5 años en componentes ópticos y mecánicos. Entrega 3-4 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia

vol (l)

kg

TARIC

GTIN

FOTO DEL PRODUCTO



Motic
MORE THAN MICROSCOPY

Date rev.: 02/27/2023
Doc. Ref: PDS-323

GENERAL INFORMATION

Product name : Biological microscope, B3 Phase with Phase Contrast System

Description : Binocular or trinocular head (according to model) Siedentopf type, 30° inclined and 360° rotating. Widefield WF10X/20 mm eyepieces. Reversed quintuple revolving nosepiece with click stops and Plan achromatic objectives PL 4X. Phase Contrast Plane Objectives: PL Ph 10X/0.25, 20X/0.40, 40X/0.65/S, 100X/1.25/S-Oil. Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment. Built-in low position coaxial mechanical stage with sample holder. Phase contrast 5 position Abbe condenser N.A. 1.25 (BF & PH 10X, 20X, 40X, 100X). Telescopic centering eyepiece. 12V/20W Halogen Koehler illumination with intensity control. Universal supply 100-240 V (CE). Blue, yellow and green filters, dust cover and immersion oil. 5 years warranty on optical and mechanical components. Delivery time 3-4 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

PACKAGING AND LOGISTICS

reference

vol (l)

kg

TARIC

GTIN

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Microscope de biologie, B3 Phase avec système de contraste de phase**

Description : Type Siedentopf binoculaire ou trinoculaire, incliné 30°, orientable sur 360°. Oculaires grand champ WF10X/20mm. Tourelle quintuple inversée avec objectif plan achromatique PL 4X et objectifs plans contraste de phase PLPH 10X, 20X, 40X et 100X R-immersion en huile. Mise au point coaxiale micrométrique et macrométrique avec ajustement de tension. Platine mécanique à commandes coaxiales ergonomiques. Condensateur à tourelle 5 positions pour contraste de phase 10X, 20X, 40X, 100X et champ clair. Oculaire télescopique de centrage. Inclut housse de protection, filtres bleu, jaune et vert et huile d'immersion. Eclairage Koehler halogène 12V / 20W avec contrôle d'intensité. Alimentation 100V-240V (CE). Garantie 5 ans sur les composants optiques et mécaniques. Délai de livraison 3-4 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence

vol (l)

kg

TARIC

GTIN

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Microscopio biologico, B3 Phase a contrasto di fase**

Descrizione : Testata binoculare o trinoculare tipo Siedentopf inclinata a 30° e rotante a 360°. Oculari a largo campo WF10X/20 mm. Revolver portaobiettivi quintuplo inverso. Obiettivo planacromatico PL 4X. Obiettivi planari a contrasto di fase: PLPh 10X, 20X, 40X S e 100X S-Oil. Messa a fuoco macrometrica e micrometrica coassiale con regolazione della tensione. Tavolino meccanico con comandi coassiali ergonomici. Condensatore a torretta 5 posizioni per contrasto di fase 10X, 20X, 40X, 100X e in campo chiaro. Oculare telescopico di centraggio. Illuminazione Koehler alogena da 12 V/20 W con controllo dell'intensità. Alimentazione 100 V-240 V (CE). Filtro blu, giallo e verde, copertina antipolvere e olio per immersione. Garanzia di 5 anni sulle componenti ottiche e meccaniche. Consegna: 3-4 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza

vol (l)

kg

TARIC

GTIN

FOTO DEL PRODOTTO



Motic®
MORE THAN MICROSCOPY

Datum Rev.: 27/02/2023
Ref. Dok.: PDS-323

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Biologisches Mikroskop, B3 Phase mit Phasenkontrastsystem

Beschreibung : Binokularer oder trinokularer Kopf, Typ Siedentopf, 30°-Neigung und 360°-Drehung. Weitfeld-Okulare WF10X/20mm. Inverser Fünffach-Objektivrevolver. Planachromatisches Objektiv PL 4X. Flaches Phasenkontrastobjektiv: PLPh 10X, 20X, 40X S und 100X S-Oil. Koaxiales makro- und mikrometrisches Fokussierungssystem mit Druckeinstellung. Mechanischer Objektisch mit ergonomischen koaxialen Steuerungen. Kondensor mit fünf Positionen für den Phasenkontrast 10X, 20X, 40X, 100X und Hellfeld. Teleskop-Okular zur Zentrierung. Köhler-Halogen-Beleuchtung 12V/20 W mit Intensitätskontrolle. Netzanschluss 100V-240V (CE). Filter in blau, gelb und grün, Schutzhülle und Immersionsöl. Garantie 5 Jahre für optische und mechanische Komponenten. Lieferzeit 3-4 Wochen.



Das Produkt entspricht den Spezifikationen der es betreffenden europäischen Richtlinie

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz

vol (l)

kg

TARIC

GTIN

PRODUKTFOTO

