

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Microscopio biológico, Ecoline

Descripción : Cabezal monocular o binocular inclinado 30º y giratorio 360º. Ocular gran campo WF10X/18 mm. Portaobjetivos cuádruple con objetivos acromáticos DIN 4X, 10X, 40X S y 100X S-Oil. Enfoque coaxial macro y micrométrico. Condensador Abbe 1,25 A.N. enfocable. Platina mecánica con mandos coaxiales. Diafragma iris con porta-filtros. Iluminación LED con control de intensidad. Alimentación 110-240 V (CE). Garantía 5 años en componentes ópticos y mecánicos. Entrega 3-4 semanas

El producto es conforme a las especificaciones
definidas en la directiva europea que le
incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
BM50-L01-001	microscopio Ecoline C10 (cabezal monocular)	1
BM50-L02-001	microscopio Ecoline C20 (cabezal binocular)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7,00	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	4,94	90118000	08434868008304

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : Biological microscope, Ecoline**

Description : Monocular or binocular head (according to model), 30° inclined and 360° rotating. Widefield WF10X/18 mm eyepiece. Quadruple nosepiece with achromatic DIN objectives 4X, 10X, 40X S and 100X S-Oil . Coarse and fine focusing adjustment. Focusable 1.25 NA Abbe condenser. Built in low position coaxial mechanical stage Iris diaphragm with filter holder. LED illumination with intensity control. Main supply 110-240 V (CE). 5 years warranty on optical and mechanical components. Delivery time 3-4 weeks

Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BM50-L01-001	microscope Ecoline C10 (monocular head)	1
BM50-L02-001	microscope Ecoline C20 (binocular head)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7,00	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	4,94	90118000	08434868008304

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Microscope de biologie, Ecoline

Description : Tête monoculaire ou binoculaire, inclinée 30°, orientable sur 360°. Oculaires grand champ WF10X/18 mm. Tourelle quadruple avec objectifs DIN achromatiques 4X, 10X, 40X R et 100X R-immersion. Mise au point macrométrique et micrométrique. Condenseur Abbe O.N. 1,25 réglable. Platine mécanique à commandes coaxiales. Diaphragme à iris avec support filtre. Éclairage LED avec contrôle d'intensité. Alimentation 110-240 V (CE). Garantie 5 ans pour les composantes optiques et mécaniques. Délai de livraison 2-3 semaines

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BM50-L01-001	microscope Ecoline C10 (tête monoculaire)	1
BM50-L02-001	microscope Ecoline C20 (tête binoculaire)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7,00	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	4,94	90118000	08434868008304

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Microscopio biologico, Ecoline

Descrizione : Testata monocolare o binocolare inclinata a 30° e rotante a 360°. Oculare a largo campo WF10X/18 mm. Revolver portaobiettivi quadruplo con obiettivi acromatici DIN 4X, 10X, 40X S e 100X S-Oil. Messa a fuoco coassiale macrometrica e micrometrica. Condensatore Abbe 1,25 N.A. focalizzabile. Tavolino meccanico con comandi coassiali. Diaframma ad iride con portafiltri. Illuminazione LED con controllo dell'intensità. Alimentazione 110-240 V (CE). Garanzia di 2 anni sulle componenti ottiche e meccaniche. Consegna: 2-3 settimane

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
BM50-L01-001	microscopio Ecoline C10 (testata monocolare)	1
BM50-L02-001	microscopio Ecoline C20 (testata binocolare)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7,00	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	4,94	90118000	08434868008304

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Biologische microscoop, Ecoline

Beschrijving : Monoculaire of binoculaire kop gekanteld op 30° en 360° draaibaar. Breedveld oculair WF10X/18 mm. Viervoudige objectiefhouder met achromatische DIN 4X, 10X, 40X S en 100X S-Oil objectieven. Coaxiale macro- en micrometrische focus. Abbe-condensor 1.25 A.N. scherpstelbaar. Mechanisch objectoppervlak met coaxiale bediening. Irisdiafragma met filterhouder. LED-verlichting met intensiteitsregeling. Voeding 110-240 V (CE). 5 jaar garantie op optische en mechanische onderdelen. 2-3 weken levertijd

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
BM50-L01-001	microscoop Ecoline C10 (monoculaire kop)	1
BM50-L02-001	microscoop Ecoline C20 (binoculaire kop)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7,00	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	4,94	90118000	08434868008304

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Biologisches Mikroskop, Ecoline

Beschreibung : Monokularer oder binokularer Kopf, 30°-Neigung und 360°-Drehung. Weitfeld-Okular WF10X/18mm. Vierfach-Objektivrevolver mit achromatischen Objektiven DIN 4X, 10X, 40X S und 100X S-Oil. Koaxiale makro- und mikrometrische Fokussierung. Fokussierbarer Kondensor Abbe 1,25 A.N. Mechanischer Objektisch mit koaxialen Steuerungen. Irisblende mit Filterhalter. LED-Beleuchtung mit Intensitätskontrolle. Netzanschluss 110-240 V (CE). Garantie 5 Jahre für optische und mechanische Komponenten. Lieferzeit 3-4 Wochen.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
BM50-L01-001	Mikroskop Ecoline C10 (monokularer Kopf)	1
BM50-L02-001	Mikroskop Ecoline C20 (binokularer Kopf)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BM50-L01-001	60	7,00	90118000	08434868008298
BM50-L02-001	60	4,94	90118000	08434868008304

PRODUKTFOTO