

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Agitador rotatorio, TR06, velocidad variable, 6 rodillos

Descripción : Proporciona un movimiento suave pero efectivo para obtener una mezcla homogénea. Velocidad regulable entre 0 y 70 rpm. Seis rodillos diseñados para su fácil limpieza. Longitud del rodillo: 280 mm. Modo de funcionamiento continuo. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Se puede utilizar en cámaras frigoríficas o en incubadoras. Dimensiones externas (L x A x H): 490 (incl. enchufe 550) x 250 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MIXS-002-001	agitador rotatorio LBX TR06, de 6 rodillos	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-002-001	52	4,60	84798200	08434868030787

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : Tube Roller, TR06, variable speed, 6 rollers**

Description : It provides smooth motion but effective to obtain a homogeneous mixture. Speed regulation between 0 and 70 rpm. Six rollers easy to clean. Roller size (L): 280 mm. Continuous operation. DC brushless motor, maintenance free. Can be used in cold rooms or in incubators. External dimensions (L x W x H): 490 (incl. plug 550) x 250 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MIXS-002-001	tube Roller LBX TR06 series, 6 rollers	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-002-001	52	4,60	84798200	08434868030787

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur rotatif, TR06, vitesse variable, 6 rouleaux

Description : Fournit un mouvement fluide et efficace pour obtenir un mélange homogène. Vitesse réglable entre 0 et 70 rpm. 6 rouleaux conçus pour un encombrement réduit et nettoyage facile. Long. rouleaux : 280 mm. Fonctionnement continu. Moteur Brushless qui ne nécessite pas de maintenance. Peut être utilisé dans des pièces frigorifiques ou incubateurs. Dimensions extérieures (L x l x H) : 490 (incl. plug 550) x 250 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MIXS-002-001	agitateur rotatif LBX TR06, 6 rouleaux	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-002-001	52	4,60	84798200	08434868030787

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore a rulli, TR06, velocità variabile, 6 rulli

Descrizione : Esegue un movimento delicato ma efficace per ottenere una miscela omogenea. Velocità regolabile da 0 a 70 rpm. Sei rulli progettati per la massima praticità di pulizia. Lunghezza del rullo: 280 mm. Modalità di funzionamento continuo. Motore senza spazzole, non necessita di manutenzione. Utilizzabile in celle frigorifere o incubatrici. Dimensioni esterne (L x h x l): 490 (incl. plug 550) x 250 x 100 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21(DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MIXS-002-001	agitatore rotativo LBX TR06, 6 rulli	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-002-001	52	4,60	84798200	08434868030787

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Roterende schudder met variabele snelheid, 6 rollen, TR06**

Beschrijving : Zorgt voor een soepele maar effectieve beweging om een homogeen mengsel te verkrijgen. Regelbare snelheid tussen 0 en 70 rpm. Zes rollen, gemakkelijk te reinigen. Rollengte: 280 mm. Continue bedrijfsmodus. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Kan worden gebruikt in koelcellen of in incubatoren. Externe afmetingen (L x B x H): 490 (incl. stekker 550) x 250 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
MIXS-002-001	roterende schudder LBX TR06, met 6 rollen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-002-001	52	4,60	84798200	08434868030787

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Rollenmischer, variable Drehzahl, 6 Rollen, TR06

Beschreibung : Bietet eine sanfte, aber effektive Bewegung für eine homogene Durchmischung. Regulierbarer Drehzahlbereich zwischen 0 und 70 min⁻¹. Sechs Rollen, einfach zu reinigen. Rollenlänge: 280 mm. Kontinuierlicher Betriebsmodus. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Kann in Kühlkammern oder Inkubatoren verwendet werden. Außenmaße (L x B x H): 490 (einschließlich Anschluss 550) x 250 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
MIXS-002-001	Rollenmischer, LBX, TR06, 6 Rollen	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MIXS-002-001	52	4,60	84798200	08434868030787

PRODUKTFOTO

