

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Agitador rotativo tipo carrusel, RD80**

**Descripción :** Proporciona un movimiento suave pero efectivo para obtener una mezcla homogénea. Rotor con diseño tipo "carrusel". Diseño compacto que ahorra espacio y encaja fácilmente en una incubadora. Control de la velocidad regulable entre 0 y 80 rpm. Ángulo de trabajo fijo a 90°. Modo de funcionamiento continuo. Incluye clips de plástico para sujetar tubos de 1,5 ml, 15 ml y 50 ml (12 clips de cada tamaño). Dimensiones externas (L x A x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | descripción                                           | unidades por ref. |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| MIXS-006-001 | agitador rotativo tipo carrusel LBX RD80              | 1                 |
| MIXS-A16-012 | clips para sujetar microtubos de centrifuga de 1,5 ml | 12                |
| MIXS-A26-012 | clips para sujetar tubos de centrifuga de 15 ml       | 12                |
| MIXS-A36-012 | clips para sujetar tubos de centrifuga de 50 ml       | 12                |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MIXS-006-001 | 50,4      | 2,50 | 84798200 | 08434868030800 |
| MIXS-A16-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030855 |
| MIXS-A26-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030909 |
| MIXS-A36-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030954 |



**GENERAL INFORMATION****Product name : Rotator stirrer with carousel type design, RD80**

**Description :** It provides smooth motion but effective to obtain a homogeneous mixture. The rotator comes with a carousel type design. Compact space-saving design fits easily in the incubator. Control speed regulation between 0 and 80 rpm. Fix mixing angle: 90°. Continuous operation type. Includes plastic clips for fixing 1,5 ml, 15 ml and 50 ml tubes (12 clips of each size). External dimensions (L x W x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

**TECHNICAL DATA**

| reference    | description                                                  | pcs/pack |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| MIXS-006-001 | rotator stirrer with carousel type design<br>LBX RD80 series | 1        |
| MIXS-A16-012 | plastic clips for fixing 1.5 ml centrifuge<br>tubes          | 12       |
| MIXS-A26-012 | plastic clips for fixing 15 ml centrifuge<br>tubes           | 12       |
| MIXS-A36-012 | plastic clips for fixing 50 ml centrifuge<br>tubes           | 12       |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MIXS-006-001 | 50,4      | 2,50 | 84798200 | 08434868030800 |
| MIXS-A16-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030855 |
| MIXS-A26-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030909 |
| MIXS-A36-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030954 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur rotatif type carrousel, RD80**

**Description :** Fournit un mouvement fluide et efficace pour obtenir un mélange homogène. Rotor avec design type « carrousel ». Design compact qui permet un gain de place et un rangement facile dans un incubateur. Contrôle de la vitesse, réglable entre 0 et 80 rpm. Angle de travail fixe de 90°. Fonctionnement continu. Inclut clips en plastique pour fixer les tubes de 1,5 ml, 15 ml et 50 ml (12 clips de chaque taille). Dimensions extérieures (L x l x H) : 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | description                                         | unités par ref. |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| MIXS-006-001 | agitateur rotatif type carrousel LBX RD80           | 1               |
| MIXS-A16-012 | clips pour fixer microtubes à centrifuger de 1.5 ml | 12              |
| MIXS-A26-012 | clips pour fixer tubes à centrifuger de 15 ml       | 12              |
| MIXS-A36-012 | clips pour fixer tubes à centrifuger de 50 ml       | 12              |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MIXS-006-001 | 50,4      | 2,50 | 84798200 | 08434868030800 |
| MIXS-A16-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030855 |
| MIXS-A26-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030909 |
| MIXS-A36-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030954 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Agitatore rotante tipo carosello, RD80**

**Descrizione** : Esegue un movimento delicato ma efficace per ottenere una miscela omogenea. Rotore con design di tipo "carosello". Design compatto che consente di risparmiare spazio e inserire facilmente l'apparecchio in incubatrice. Controllo della velocità regolabile da 0 a 80 rpm. Angolo di rotazione fisso a 90°. Modalità di funzionamento continuo. Include clip in plastica per fissare tubi da 1,5 ml, 15 ml e 50 ml (12 clip per ogni dimensione). Dimensioni esterne (L x h x l): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V/50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza    | descrizione                                                 | unità per ref. |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| MIXS-006-001 | Agitatore rotante tipo carosello, LBX RD80                  | 1              |
| MIXS-A16-012 | clips per agganciare microprovette per centrifuga da 1,5 ml | 12             |
| MIXS-A26-012 | clips per agganciare provette per centrifuga da 15 ml       | 12             |
| MIXS-A36-012 | clips per agganciare provette per centrifuga da 50 ml       | 12             |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MIXS-006-001 | 50,4      | 2,50 | 84798200 | 08434868030800 |
| MIXS-A16-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030855 |
| MIXS-A26-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030909 |
| MIXS-A36-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030954 |





## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Roterende schudder type carrousel, RD80**

**Beschrijving :** Produceert een soepele maar effectieve beweging om een homogeen mengsel te verkrijgen. Rotor met type "carrousel" ontwerp. Compacte, ruimtebesparende vorm; past gemakkelijk in een incubator. Instelbare snelheidsregeling tussen 0 en 80 rpm. Vaste werkhoek op 90°. Continue bedrijfsmodus. Inclusief kunststof clips voor buisjes van 1,5 ml, 15 ml en 50 ml (12 clips van elke maat). Externe afmetingen (L x B x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | beschrijving                                | stuks per ref. |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|
| MIXS-006-001 | roterende schudder type carrousel LBX RD80  | 1              |
| MIXS-A16-012 | clips voor microcentrifugebuizen van 1,5 ml | 12             |
| MIXS-A26-012 | clips voor centrifugebuizen van 15 ml       | 12             |
| MIXS-A36-012 | clips voor centrifugebuizen van 50 ml       | 12             |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| MIXS-006-001 | 50,4      | 2,50 | 84798200 | 08434868030800 |
| MIXS-A16-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030855 |
| MIXS-A26-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030909 |
| MIXS-A36-012 | 0,5       | 0,50 | 84798200 | 08434868030954 |



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Rotator, Typ Karussell, RD80**

**Beschreibung** : Bietet eine sanfte, aber effektive Bewegung für eine homogene Durchmischung. Rotator mit „Karussell“-Design. Kompaktes, platzsparendes Design, passt problemlos in einen Inkubator. Drehzahlkontrolle, regulierbar zwischen 0 und 80 min<sup>-1</sup>. Fixer Winkel von 90°. Dauerbetriebsmodus. Mit Plastikclips zum Fixieren von 1,5 ml, 15 ml und 50 ml Röhrchen (zwölf Clips pro Größe). Außenmaße (L x B x H): 300 x 220 x 310 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung                                             | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| MIXS-006-001  | Rotator, Typ Karussell, LBX, RD80                        | 1                     |
| MIXS-A16-012  | Clips zum Befestigen von 1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen | 12                    |
| MIXS-A26-012  | Clips zum Befestigen von 15 ml Zentrifugenröhrchen       | 12                    |
| MIXS-A36-012  | Clips zum Befestigen von 50 ml Zentrifugenröhrchen       | 12                    |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm <sup>3</sup> ) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|------------------------|------|----------|----------------|
| MIXS-006-001 | 50,4                   | 2,50 | 84798200 | 08434868030800 |
| MIXS-A16-012 | 0,5                    | 0,50 | 84798200 | 08434868030855 |
| MIXS-A26-012 | 0,5                    | 0,50 | 84798200 | 08434868030909 |
| MIXS-A36-012 | 0,5                    | 0,50 | 84798200 | 08434868030954 |

