

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : ELECTRODO DE pH DE VIDRIO PARA MICROMUESTRAS

Descripción : Electrodo de vidrio adecuado para medir el pH en volúmenes de muestra muy pequeños o en recipientes estrechos. Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito líquido rellenable (3M KCl/AgCl) y diafragma cerámico. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 80°C. Dimensiones del cuerpo: 90 x 4,5 mm. Cable fijo de 1 metro con conector BNC

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHL-GB3-001	1 m cable + BNC	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB3-001	1	0,16	90278930	08434868034259

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : GLASS BODY pH ELECTRODE, SEMI MICRO APPLICATIONS**

Description : Glass body electrode, specially designed for measuring pH in very small sample volumes or narrow vessels. Reference element Ag/AgCl, liquid refillable electrolyte (3M KCl/AgCl) and frit ceramic diaphragm. pH range 0 ... 14, maximum service temperature 80 °C. Stem dimensions: 90 x 4,5 mm. Fixed cable 1 m long with BNC connector

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHL-GB3-001	1 m cable + BNC	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB3-001	1	0,16	90278930	08434868034259

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : ÉLECTRODE DE pH EN VERRE POUR ÉCHANTILLONS DE PETIT VOLUME

Description : Electrode en verre spécialement conçue pour mesurer le pH dans de très petits volumes d'échantillons ou des récipients étroits. Electrode de référence Ag/AgCl, électrolyte liquide rechargeable (3M KCl/AgCl) et diaphragme en céramique. Gamme de pH : 0 - 14, température maximale de travail : 80 °C. Dimensions : 90 x 4,5 mm. Câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHL-GB3-001	1 m câble + BNC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB3-001	1	0,16	90278930	08434868034259

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ELETTRODO DI pH IN VETRO PER MICROCAMPIONI

Descrizione : Elettrodo in vetro adatto a misurare il pH in volumi di campioni molto ridotti o in recipienti stretti. Elettrodo di riferimento Ag/AgCl, elettrolita liquido ricaricabile (3M KCl/AgCl) e diaframma in ceramica. Range di pH 0-14, temperatura massima di esercizio 80 °C. Dimensioni del corpo: 90 x 4,5 mm. Cavo fisso di 1 metro con connettore BNC

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHL-GB3-001	1 m di cavo + BNC	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHL-GB3-001	1	0,16	90278930	08434868034259

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 21/10/2025
Ref. Doc.: PDS-592**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : GLAZEN pH-ELEKTRODE VOOR MICROMONSTERS**

Beschrijving : Glazen elektrode, geschikt voor pH-meting in zeer kleine monstervolumes of in smalle recipiënten. Elektrode met Ag/AgCl-referentiesysteem, vloeibare navulbare elektrolytoplossing (3M KCl/AgCl) en keramisch diafragma. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 80 °C. Schachtafmetingen: 90 x 4,5 mm. Vaste kabel van 1 m lengte en BNC-connector

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHEL-GB3-001	1 m kabel + BNC	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB3-001	1	0,16	90278930	08434868034259

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-ELEKTRODE AUS GLAS, FÜR MIKROPROBEN

Beschreibung : Glaselektrode, geeignet für die pH-Messung in sehr kleinen Proben oder engen Behältnissen. Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, flüssige, wiederbefüllbare Elektrolytlösung (3M KCl/AgCl) und Keramikdiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 80 °C. Maße des Schafts: 90 x 4,5 mm. Festverbautes Kabel mit 1 m Länge und BNC-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahl pro Artikel
PHEL-GB3-001	1 m Kabel + BNC	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB3-001	1	0,16	90278930	08434868034259

PRODUKTFOTO

