

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Guantes termoprotectores para autoclave**

**Descripción :** Fabricados en fibra Nomex III (combinación de poliamidas aromáticas termoresistentes e infusibles) y sin fibras de amianto. Bajo condiciones normales de trabajo, mantienen sus propiedades físicas varias horas a temperaturas de 260 °C, soportando incluso temperaturas de 370 °C antes de iniciar su degradación. Al someterlos a la llama no se funden ni se derriten, simplemente se carbonizan formando una corteza que sigue aportando protección. Pueden emplearse también para manipular materiales almacenados en la fase vapor del nitrógeno (-180 °C) cuando el contacto sea intermitente. Resiste a bases, ácidos y productos orgánicos pero no a largas exposiciones a algunos ácidos inorgánicos concentrados. Disponibles en formato guante de longitud total 30 cm o longitud total 52 cm. Cumplen con las directivas EN 407, EN 388 y EN 21420:2020. Cada unidad equivale a un par de guantes



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | tipo                    | unidades por ref. |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| GLOT-S30-001 | longitud 30 cm, talla S | 1                 |
| GLOT-M30-001 | longitud 30 cm, talla M | 1                 |
| GLOT-L30-001 | longitud 30 cm, talla L | 1                 |
| GLOT-S52-001 | longitud 52 cm, talla S | 1                 |
| GLOT-M52-001 | longitud 52 cm, talla M | 1                 |
| GLOT-L52-001 | longitud 52 cm, talla L | 1                 |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| GLOT-S30-001 | 0,882     | 0,13 | 61169300 | 08434868025318 |
| GLOT-M30-001 | 1,302     | 0,14 | 61169300 | 08434868025295 |
| GLOT-L30-001 | 1,248     | 0,14 | 61169300 | 08434868025271 |
| GLOT-S52-001 | 1,56      | 0,19 | 61169300 | 08434868025325 |
| GLOT-M52-001 | 2,204     | 0,20 | 61169300 | 08434868025301 |
| GLOT-L52-001 | 2,402     | 0,21 | 61169300 | 08434868025288 |



**GENERAL INFORMATION****Product name : Autoclave gloves**

**Description :** Made of Nomex III fibers (mixture of thermo-resistant and infusible aromatic polyamides) and with no asbestos fibers. Under normal service conditions, physical properties stay unchanged for several hours at 260 °C, withstanding as well 370 °C when its degradation starts. When approached to flame, they do not melt, but instead they get scorched making a crust allowing protection. Can also be used sporadically to handle items stored under nitrogen vapour phase (-180 °C). Resistant to bases, acids and organic products but not to large exposures to some concentrated inorganic acids. Available in 30 cm long or 52 cm long. According to EN 407, EN 388 and EN 21420:2020 standards. Each unit equals one pair of gloves



Complies with the specifications defined in the European directive

**TECHNICAL DATA**

| reference    | type                    | pcs/pack |
|--------------|-------------------------|----------|
| GLOT-S30-001 | small size, 30 cm long  | 1        |
| GLOT-M30-001 | medium size, 30 cm long | 1        |
| GLOT-L30-001 | large size, 30 cm long  | 1        |
| GLOT-S52-001 | small size, 52 cm long  | 1        |
| GLOT-M52-001 | medium size, 52 cm long | 1        |
| GLOT-L52-001 | large size, 52 cm long  | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| GLOT-S30-001 | 0,882     | 0,13 | 61169300 | 08434868025318 |
| GLOT-M30-001 | 1,302     | 0,14 | 61169300 | 08434868025295 |
| GLOT-L30-001 | 1,248     | 0,14 | 61169300 | 08434868025271 |
| GLOT-S52-001 | 1,56      | 0,19 | 61169300 | 08434868025325 |
| GLOT-M52-001 | 2,204     | 0,20 | 61169300 | 08434868025301 |
| GLOT-L52-001 | 2,402     | 0,21 | 61169300 | 08434868025288 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Gant thermo-protecteur pour autoclave**

**Description :** Paire de 2 gants fabriqués en fibre Nomex III (combinaison de polyamides aromatiques thermo-résistants et infusibles) et sans fibre d'amiante. En conditions normales de travail, maintient ses propriétés physiques plusieurs heures à température de 260 °C, supportant également des températures de 370 °C avant de commencer sa dégradation. Exposé à une flamme, ne fond pas mais brûle, formant une croûte qui continue à apporter une certaine protection. Peut aussi s'employer pour manipuler des matériaux stockés en phase vapeur d'azote (-180 °C) lorsque le contact est intermittent. Résiste aux bases, acides et produits organiques mais pas aux longues expositions à certains acides inorganiques concentrés. Disponible en format gant (longueur totale 30 cm) et moufle (longueur totale 52 cm). Conforme à la directive EN 407, EN 388 et EN 21420:2020. Chaque unité correspond à une paire de gants.



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | type                     | unités par ref. |
|--------------|--------------------------|-----------------|
| GLOT-S30-001 | longueur 30 cm, taille S | 1               |
| GLOT-M30-001 | longueur 30 cm, taille M | 1               |
| GLOT-L30-001 | longueur 30 cm, taille L | 1               |
| GLOT-S52-001 | longueur 52 cm, taille S | 1               |
| GLOT-M52-001 | longueur 52 cm, taille M | 1               |
| GLOT-L52-001 | longueur 52 cm, taille L | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| GLOT-S30-001 | 0,882     | 0,13 | 61169300 | 08434868025318 |
| GLOT-M30-001 | 1,302     | 0,14 | 61169300 | 08434868025295 |
| GLOT-L30-001 | 1,248     | 0,14 | 61169300 | 08434868025271 |
| GLOT-S52-001 | 1,56      | 0,19 | 61169300 | 08434868025325 |
| GLOT-M52-001 | 2,204     | 0,20 | 61169300 | 08434868025301 |
| GLOT-L52-001 | 2,402     | 0,21 | 61169300 | 08434868025288 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Guanti termoprotettivi per autoclave**

**Descrizione** : Realizzati in fibra Nomex III (combinazione di poliammidi aromatiche termoresistenti e infusibili) e senza fibre di amianto. A condizioni di lavoro normali, mantengono le loro proprietà fisiche per diverse ore a una temperatura di 260 °C, riuscendo a sopportare persino una temperatura di 370 °C prima di iniziare a deteriorarsi. A contatto con la fiamma non si fondono né gocciolano, bensì bruciano andando a formare una crosta che continua a fornire protezione. Possono essere impiegati anche per maneggiare materiali immagazzinati nella fase vapore dell'azoto liquido (-180 °C) sempre che il contatto sia intermittente. Sono resistenti a basi, acidi e materiali organici ma sono suscettibili agli effetti di un'esposizione prolungata a certi acidi inorganici concentrati. Disponibile in formato guanto (lunghezza totale 30 cm) e guanto-moffola (lunghezza totale 52 cm). Conformi a EN 407, EN 388 e EN 21420:2020. Ogni unità corrisponde a un paio di guanti



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

| referenza    | tipo                      | unità per ref. |
|--------------|---------------------------|----------------|
| GLOT-S30-001 | lunghezza 30 cm, taglia S | 1              |
| GLOT-M30-001 | lunghezza 30 cm, taglia M | 1              |
| GLOT-L30-001 | lunghezza 30 cm, taglia L | 1              |
| GLOT-S52-001 | lunghezza 52 cm, taglia S | 1              |
| GLOT-M52-001 | lunghezza 52 cm, taglia M | 1              |
| GLOT-L52-001 | lunghezza 52 cm, taglia L | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| GLOT-S30-001 | 0,882     | 0,13 | 61169300 | 08434868025318 |
| GLOT-M30-001 | 1,302     | 0,14 | 61169300 | 08434868025295 |
| GLOT-L30-001 | 1,248     | 0,14 | 61169300 | 08434868025271 |
| GLOT-S52-001 | 1,56      | 0,19 | 61169300 | 08434868025325 |
| GLOT-M52-001 | 2,204     | 0,20 | 61169300 | 08434868025301 |
| GLOT-L52-001 | 2,402     | 0,21 | 61169300 | 08434868025288 |



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Hittebeschermende handschoenen voor autoclaaf**

**Beschrijving :** Vervaardigd van Nomex III-vezel (combinatie van hittebestendige en onsmeltbare aromatische polyamiden), zonder asbestvezels. Onder normale werkomstandigheden behouden ze de fysieke eigenschappen enkele uren bij temperaturen van 260 °C, en zijn zelfs bestand tegen temperaturen van 370 °C voordat ze beginnen af te breken. Wanneer ze worden blootgesteld aan een vlam verkolen ze en vormen een korst die bescherming blijft bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt om materialen te hanteren die zijn opgeslagen in de dampfase van stikstof (-180 °C) wanneer het contact intermitterend is. Bestand tegen basen, zuren en organische producten, maar niet tegen langdurige blootstelling aan sommige geconcentreerde anorganische zuren. Verkrijgbaar in handschoenformaat met een totale lengte van 30 cm of een totale lengte van 52 cm. Ze voldoen aan de richtlijnen EN 407, EN 388 en EN 21420:2020. Elke eenheid staat gelijk aan één paar handschoenen



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | type                             | stuks per ref. |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| GLOT-S30-001 | handschoen, lengte 30 cm, maat S | 1              |
| GLOT-M30-001 | handschoen, lengte 30 cm, maat M | 1              |
| GLOT-L30-001 | handschoen, lengte 30 cm, maat L | 1              |
| GLOT-S52-001 | handschoen, lengte 52 cm, maat S | 1              |
| GLOT-M52-001 | handschoen, lengte 52 cm, maat M | 1              |
| GLOT-L52-001 | handschoen, lengte 52 cm, maat L | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| GLOT-S30-001 | 0,882     | 0,13 | 61169300 | 08434868025318 |
| GLOT-M30-001 | 1,302     | 0,14 | 61169300 | 08434868025295 |
| GLOT-L30-001 | 1,248     | 0,14 | 61169300 | 08434868025271 |
| GLOT-S52-001 | 1,56      | 0,19 | 61169300 | 08434868025325 |
| GLOT-M52-001 | 2,204     | 0,20 | 61169300 | 08434868025301 |
| GLOT-L52-001 | 2,402     | 0,21 | 61169300 | 08434868025288 |



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Hitzeschutzhandschuhe für den Autoklav**

**Beschreibung** : Aus Nomex III-Fasern (Kombination von wärmebeständigen aromatischen und unschmelzbaren Polyamiden) und ohne Asbestfasern. Unter normalen Arbeitsbedingungen erhalten sich die physischen Eigenschaften mehrere Stunden bei Temperaturen von 260 °C, sogar Temperaturen bis 370 °C werden ausgehalten, bevor eine Materialdegradation einsetzt. Flammen schmelzen die Handschuhe nicht und lösen sie auch nicht auf, sie karbonisieren lediglich und bilden eine Kruste, welche weiterhin Schutz bietet. Sie können auch zur Handhabung von Materialien verwendet werden, die in Stickstoffdampf (-180 °C) gelagert werden, solange der Kontakt nicht durchgehend ist. Beständig gegen Basen, Säuren und organische Produkte, nicht aber gegen einige anorganische konzentrierte Säuren bei langem Kontakt. Verfügbar mit einer Gesamtlänge von 30 cm oder 52 cm. Erfüllen die Richtlinien EN 407, EN 388 und EN 21420:2020. Jede Verkaufseinheit entspricht einem Paar Handschuhe.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Typ                             | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| GLOT-S30-001  | Handschuh, Länge 30 cm, Größe S | 1                     |
| GLOT-M30-001  | Handschuh, Länge 30 cm, Größe M | 1                     |
| GLOT-L30-001  | Handschuh, Länge 30 cm, Größe L | 1                     |
| GLOT-S52-001  | Handschuh, Länge 52 cm, Größe S | 1                     |
| GLOT-M52-001  | Handschuh, Länge 52 cm, Größe M | 1                     |
| GLOT-L52-001  | Handschuh, Länge 52 cm, Größe L | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| GLOT-S30-001 | 0,882     | 0,13 | 61169300 | 08434868025318 |
| GLOT-M30-001 | 1,302     | 0,14 | 61169300 | 08434868025295 |
| GLOT-L30-001 | 1,248     | 0,14 | 61169300 | 08434868025271 |
| GLOT-S52-001 | 1,56      | 0,19 | 61169300 | 08434868025325 |
| GLOT-M52-001 | 2,204     | 0,20 | 61169300 | 08434868025301 |
| GLOT-L52-001 | 2,402     | 0,21 | 61169300 | 08434868025288 |

