

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Vaso de precipitados de polipropileno**Descripción :** Con graduación en relieve. Autoclavable hasta 121 °C. Conforme a ISO 7056

Esterilizable en autoclave a 121°



Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	graduación	Øexterior(mm)	h (mm)	unidades por ref.
BKLP-025-012	25 ml	5 ml	35	50	12
BKLP-050-012	50 ml	5 ml	45	60	12
BKLP-100-012	100 ml	5 ml	55	70	12
BKLP-250-012	250 ml	10 ml	75	100	12
BKLP-500-012	500 ml	10 ml	95	120	12
BKLP-1K0-006	1000 ml	20 ml	115	150	6
BKLP-2K0-006	2000 ml	50 ml	145	185	6
BKLP-5K0-002	5000 ml	200 ml	180	260	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BKLP-025-012	1,344	0,16	39233010	08434868007314
BKLP-050-012	2,56	0,23	39233010	08434868007321
BKLP-100-012	3,564	0,31	39233010	08434868007338
BKLP-250-012	2,56	0,23	39233010	08434868007352
BKLP-500-012	14,812875	0,92	39233010	08434868007376
BKLP-1K0-006	13,16	0,87	39233010	08434868007345
BKLP-2K0-006	28,91525	1,40	39233010	08434868007369
BKLP-5K0-002	19,3085	1,14	39233010	08434868007383

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : Beaker, polypropylene**Description :** With raised graduations. Autoclavable at 121 °C. According to ISO 7056

Autoclavability



Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	graduation	Øouter (mm)	h (mm)	pcs/pack
BKLP-025-012	25 ml	5 ml	35	50	12
BKLP-050-012	50 ml	5 ml	45	60	12
BKLP-100-012	100 ml	5 ml	55	70	12
BKLP-250-012	250 ml	10 ml	75	100	12
BKLP-500-012	500 ml	10 ml	95	120	12
BKLP-1K0-006	1000 ml	20 ml	115	150	6
BKLP-2K0-006	2000 ml	50 ml	145	185	6
BKLP-5K0-002	5000 ml	200 ml	180	260	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BKLP-025-012	1,344	0,16	39233010	08434868007314
BKLP-050-012	2,56	0,23	39233010	08434868007321
BKLP-100-012	3,564	0,31	39233010	08434868007338
BKLP-250-012	2,56	0,23	39233010	08434868007352
BKLP-500-012	14,812875	0,92	39233010	08434868007376
BKLP-1K0-006	13,16	0,87	39233010	08434868007345
BKLP-2K0-006	28,91525	1,40	39233010	08434868007369
BKLP-5K0-002	19,3085	1,14	39233010	08434868007383

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Bécher en polypropylène**Description :** Avec graduation en relief. Autoclavable jusqu'à 121 °C. Conforme ISO 7056

Autoclavable



Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	graduation	Øextérieur (mm)	h (mm)	unités par ref.
BKLP-025-012	25 ml	5 ml	35	50	12
BKLP-050-012	50 ml	5 ml	45	60	12
BKLP-100-012	100 ml	5 ml	55	70	12
BKLP-250-012	250 ml	10 ml	75	100	12
BKLP-500-012	500 ml	10 ml	95	120	12
BKLP-1K0-006	1000 ml	20 ml	115	150	6
BKLP-2K0-006	2000 ml	50 ml	145	185	6
BKLP-5K0-002	5000 ml	200 ml	180	260	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BKLP-025-012	1,344	0,16	39233010	08434868007314
BKLP-050-012	2,56	0,23	39233010	08434868007321
BKLP-100-012	3,564	0,31	39233010	08434868007338
BKLP-250-012	2,56	0,23	39233010	08434868007352
BKLP-500-012	14,812875	0,92	39233010	08434868007376
BKLP-1K0-006	13,16	0,87	39233010	08434868007345
BKLP-2K0-006	28,91525	1,40	39233010	08434868007369
BKLP-5K0-002	19,3085	1,14	39233010	08434868007383

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Becher in polipropilene**Descrizione :** Con graduazione in rilievo. Autoclavabile fino a 121 °C. Conforme a ISO 7056

Autoclavabile



Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità	graduazione	Øesterno (mm)	h (mm)	unità per ref.
BKLP-025-012	25 ml	5 ml	35	50	12
BKLP-050-012	50 ml	5 ml	45	60	12
BKLP-100-012	100 ml	5 ml	55	70	12
BKLP-250-012	250 ml	10 ml	75	100	12
BKLP-500-012	500 ml	10 ml	95	120	12
BKLP-1K0-006	1000 ml	20 ml	115	150	6
BKLP-2K0-006	2000 ml	50 ml	145	185	6
BKLP-5K0-002	5000 ml	200 ml	180	260	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BKLP-025-012	1,344	0,16	39233010	08434868007314
BKLP-050-012	2,56	0,23	39233010	08434868007321
BKLP-100-012	3,564	0,31	39233010	08434868007338
BKLP-250-012	2,56	0,23	39233010	08434868007352
BKLP-500-012	14,812875	0,92	39233010	08434868007376
BKLP-1K0-006	13,16	0,87	39233010	08434868007345
BKLP-2K0-006	28,91525	1,40	39233010	08434868007369
BKLP-5K0-002	19,3085	1,14	39233010	08434868007383

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Bekerglas van polypropyleen**Beschrijving :** Met maatverdeling in reliëf. Autoclaveerbaar tot 121 °C. Voldoet aan ISO 7056

Autoclaveerbaar



Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	schaalverdeling	buitenØ(mm)	h (mm)	stuks per ref.
BKLP-025-012	25 ml	5 ml	35	50	12
BKLP-050-012	50 ml	5 ml	45	60	12
BKLP-100-012	100 ml	5 ml	55	70	12
BKLP-250-012	250 ml	10 ml	75	100	12
BKLP-500-012	500 ml	10 ml	95	120	12
BKLP-1K0-006	1000 ml	20 ml	115	150	6
BKLP-2K0-006	2000 ml	50 ml	145	185	6
BKLP-5K0-002	5000 ml	200 ml	180	260	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BKLP-025-012	1,344	0,16	39233010	08434868007314
BKLP-050-012	2,56	0,23	39233010	08434868007321
BKLP-100-012	3,564	0,31	39233010	08434868007338
BKLP-250-012	2,56	0,23	39233010	08434868007352
BKLP-500-012	14,812875	0,92	39233010	08434868007376
BKLP-1K0-006	13,16	0,87	39233010	08434868007345
BKLP-2K0-006	28,91525	1,40	39233010	08434868007369
BKLP-5K0-002	19,3085	1,14	39233010	08434868007383

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Becherglas aus Polypropylen**Beschreibung :** Mit erhabener Graduierung. Autoklavierbar bis 121 °C. Gemäß ISO 7056.

Autoklavierbar



Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Graduierung	Øaußen(mm)	H (mm)	Stückzahlpro Artikel
BKLP-025-012	25 ml	5 ml	35	50	12
BKLP-050-012	50 ml	5 ml	45	60	12
BKLP-100-012	100 ml	5 ml	55	70	12
BKLP-250-012	250 ml	10 ml	75	100	12
BKLP-500-012	500 ml	10 ml	95	120	12
BKLP-1K0-006	1000 ml	20 ml	115	150	6
BKLP-2K0-006	2000 ml	50 ml	145	185	6
BKLP-5K0-002	5000 ml	200 ml	180	260	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
BKLP-025-012	1,344	0,16	39233010	08434868007314
BKLP-050-012	2,56	0,23	39233010	08434868007321
BKLP-100-012	3,564	0,31	39233010	08434868007338
BKLP-250-012	2,56	0,23	39233010	08434868007352
BKLP-500-012	14,812875	0,92	39233010	08434868007376
BKLP-1K0-006	13,16	0,87	39233010	08434868007345
BKLP-2K0-006	28,91525	1,40	39233010	08434868007369
BKLP-5K0-002	19,3085	1,14	39233010	08434868007383

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.