

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Polystyrene serological pipette, sterile

Description: Made of crystal polystyrene and with color coded ring for a quick volume identification. Sterile by gamma irradiation, non-pyrogenic and packed individually in paper/plastic bag (peel-pack). Cotton filter plug to protect pipetting devices. Graduations are calibrated for accurate dispensing within $\pm 2\%$. Normal graduation (zero on top). Carton has been specially designed for efficient bench top dispensing with a removable perforated front panel. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)


SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	capacity	graduation (ml)	negative graduations (ml)	color code
MPIP-U01-500	500	1 ml	0,01	0,4	yellow
MPIP-U02-500	500	2 ml	0,01	0,4	green
MPIP-U05-200	200	5 ml	0,1	2,5	blue
MPIP-U10-200	200	10 ml	0,1	3	red
MPIP-U25-150	150	25 ml	0,2	8	purple
MPIP-U50-100	100	50 ml	1	7	black

PACKING

Type: Carboard box
Label:

labbox	MPIP-U01-500
	Serological pipettes, sterile individually wrapped, 1 ml, 500 pcs
	Pipeta serológica estéril bolsa unitaria, 1 ml, 500 uds
	Pipette polystyrène stérile emballage unitaire, 1 ml, 500 unit.
Batch n°.: xxxxx	



MATERIAL

PS Polystyrene
Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Pipeta serológica estéril de poliestireno

Descripción: Fabricada en poliestireno cristal y con banda de color para identificación rápida del volumen. Estéril por radiación gamma, apirógena y envasada en bolsa unitaria papel/plástico (peel-pack). Filtro de algodón en el extremo para proteger los pipeteadores. Graduaciones calibradas para dispensar con una precisión $\pm 2\%$. Graduación normal (cero arriba). Caja dispensadora apilable con apertura frontal para ahorrar espacio en la mesa de trabajo. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

ESPECIFICACIONES


Referencia	uds/ caja	capacidad	graduación (ml)	graduación negativa (ml)	código color
MPIP-U01-500	500	1 ml	0,01	0,4	amarillo
MPIP-U02-500	500	2 ml	0,01	0,4	verde
MPIP-U05-200	200	5 ml	0,1	2,5	azul
MPIP-U10-200	200	10 ml	0,1	3	rojo
MPIP-U25-150	150	25 ml	0,2	8	púrpura
MPIP-U50-100	100	50 ml	1	7	negro

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

labbox	MPIP-U01-500
	Serological pipettes, sterile individually wrapped, 1 ml, 500 pcs
	Pipeta serológica estéril bolsa unitaria, 1 ml, 500 uds
	Pipette polystyrène stérile emballage unitaire, 1 ml, 500 unit.
Batch n°.: xxxx	



MATERIAL

PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Pipette sérologique, stérile en polystyrène

Description: Fabriquée en polystyrène cristal avec bande de couleur pour identifier rapidement le volume. Stérile par irradiation gamma, apyrogène, en sachet unitaire individuel papier/plastique (peel-pack). Cotonnée sur le bout pour protéger les dispositifs de pipetage. Graduation calibrée pour dispenser un volume avec une précision de $\pm 2\%$. Zéro en haut. Carton distributeur, avec ouverture frontale, empilable permettant un gain de place sur la table de travail. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

CARACTERISTIQUES


Référence	unit./lot	capacité	graduation (ml)	graduation négative (ml)	code couleur
MPIP-U01-500	500	1 ml	0,01	0,4	jaune
MPIP-U02-500	500	2 ml	0,01	0,4	vert
MPIP-U05-200	200	5 ml	0,1	2,5	bleu
MPIP-U10-200	200	10 ml	0,1	3	rouge
MPIP-U25-150	150	25 ml	0,2	8	violet
MPIP-U50-100	100	50 ml	1	7	noir

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

labbox	MPIP-U01-500
	Serological pipettes, sterile individually wrapped, 1 ml, 500 pcs
	Pipeta serológica estéril bolsa unitaria, 1 ml, 500 uds
	Pipette polystyrène stérile emballage unitaire, 1 ml, 500 unit.
Batch n°.: xxxx	



MATÉRIEL

Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C